

ÉLECTRODES ECG SKINTACT FS-TC1/10 MOUSSE AQUA-TAC SKINTACT - lot de 50 pièces

Référence 09971



Prix du produit :

3,87 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les électrodes ECG Skintact FS-TC1/10 **SKINTACT** offrent une association efficace entre support mousse, gel solide conducteur Aqua-Tac et connexion snap universelle pour le monitoring adulte. Leur format **35 x 41 mm** favorise un contact stable et un signal lisible, en **lot de 50 pièces**.

ANSI/AAMI EC12 • Usage unique • Sans latex •
Lot de 50 pièces

Description du produit :

Électrodes ECG Skintact FS-TC1/10, stabilité et confort de pose

Ces électrodes ECG **Skintact FS-TC1/10 SKINTACT** sont conçues pour le monitoring adulte avec un support mousse, un gel solide conducteur Aqua-Tac et un capteur Ag/AgCl. Leur dimension **35 x 41 mm** et leur forme ovale facilitent une mise en place rapide avec un bon maintien cutané.

La connexion par snap universel 4 mm permet un raccordement simple aux câbles standards. La faible impédance contribue à obtenir un enregistrement plus propre, avec une réduction des perturbations liées aux mouvements.

Leur adhésif renforcé reste adapté lorsque la peau est exposée aux fluides ou à la diaphorèse. Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, cardiologie, urgences et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Gel Aqua-Tac** : gel solide conducteur pression-sensible qui favorise un contact électrique homogène et participe à la qualité du tracé.
- **Support mousse** : structure souple pensée pour améliorer le confort pendant les poses courtes à moyennes durées.
- **Adhésif renforcé** : tenue fiable sur la peau, y compris en présence de fluides ou en contexte de diaphorèse.
- **Capteur Ag/AgCl** : technologie couramment utilisée pour aider à limiter l'impédance et soutenir la stabilité du signal ECG.
- **Snap universel 4 mm** : raccord rapide avec la majorité des câbles ECG cliniques à pression.
- **Sans latex et à usage unique** : utilisation hygiénique avec une composition adaptée aux usages répétés en environnement de soins.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Électrodes ECG à pression

Marque : SKINTACT

Modèle : FS-TC1/10

Destination : Monitoring adulte

Dimensions : 35 x 41 mm

Format : Ovale

Support : Mousse

Gel : Aqua-Tac, gel solide conducteur

Élément sensible : Ag/AgCl

Connexion : Snap universel 4 mm

Utilisation : Usage unique

Composition : Sans latex

Résistance : Bonne tenue aux fluides et en diaphorèse

Conditionnement : Lot de 50 pièces

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Norme : ANSI/AAMI EC12

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre équipement, les câbles & accessoires pour ECG facilitent le branchement et le renouvellement du matériel au quotidien. Les papiers pour ECG permettent l'impression des tracés, tandis que le gel échographique répond à d'autres besoins d'examen au cabinet.