

# ÉLECTRODES ECG PÉDIATRIQUES SKINTACT F401 MOUSSE AQUA-TAC SKINTACT - lot de 30

Référence 09972



Prix du produit :

**4,85 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG pédiatriques Skintact F401 SKINTACT** réunissent un support mousse, un gel conducteur Aqua-Tac et un format de **40 mm** pour une pose adaptée à l'enfant et un recueil du signal régulier. Avec leur connexion snap universelle, elles conviennent à l'ECG de repos, au monitoring continu et au Holter.

CE • Usage unique • Snap universel • Lot de 30

Description du produit :

Électrodes ECG pédiatriques Skintact F401, adaptées à l'enfant

Ces électrodes ECG pédiatriques de forme ronde offrent un diamètre de **40 mm**, pensé pour les petits thorax. Les **électrodes ECG pédiatriques Skintact F401 SKINTACT** associent un support en mousse, un gel solide Aqua-Tac et une connexion snap pour une mise en place efficace.

Le système conducteur favorise une captation homogène du signal tout en accompagnant les mouvements de l'enfant. Leur retrait reste pratique, sans résidus visibles, ce qui facilite les gestes répétés en consultation ou en surveillance.

Idéal pour les cabinets médicaux, services de pédiatrie, urgences, centres de cardiologie, infirmiers libéraux et établissements hospitaliers. Elles trouvent leur place lors d'un ECG de repos, d'un monitoring continu ou d'un Holter court à moyen terme.

## Points forts

- **Diamètre pédiatrique Ø40 mm** : un format cohérent avec la morphologie de l'enfant, pour simplifier le positionnement pendant l'enregistrement.
- **Gel solide Aqua-Tac** : il contribue à une conduction régulière et à une faible impédance, utile pour obtenir un tracé exploitable.
- **Support mousse** : sa structure souple améliore le confort au contact de la peau sensible, notamment lors des poses répétées.
- **Fixation cutanée fiable** : l'adhésion reste adaptée lorsque l'enfant bouge ou transpire, ce qui aide à maintenir la qualité du recueil.
- **Connexion snap universelle** : compatible avec la majorité des câbles ECG cliniques, elle facilite l'intégration dans les équipements existants.
- **Usage unique** : une solution pratique pour le renouvellement entre deux patients selon les protocoles d'hygiène en place.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Électrode ECG pédiatrique à pression

**Dimensions** : Ø40 mm

**Forme** : Ronde

**Matériau** : Mousse

**Composition** : Gel solide conducteur Aqua-Tac, élément sensible Ag/AgCl

**Connexion** : Snap universel

**Utilisation** : Usage unique

**Utilisation clinique** : ECG de repos, monitoring continu, Holter court à moyen terme

**Conditionnement** : Lot de 30 pièces

**Marque** : SKINTACT

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Norme** : ANSI/AAMI EC12

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre installation, les câbles pour ecg assurent la liaison avec le dispositif

d'enregistrement. Les papiers pour ecg permettent l'édition du tracé, tandis que le gel échographique peut accompagner un examen d'imagerie réalisé dans le même parcours de soin.