

# ÉLECTRODES ECG PÉDIATRIQUES T401 MICROPORE SNAP SKINTACT - sachet de 30

Référence 09973



Prix du produit :

**4,85 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG pédiatriques T401 SKINTACT** réunissent un support microporeux respirant, un système **snap** et un gel Aqua-Tac pour une application confortable. Leur diamètre de **40 mm** convient aux examens ECG pédiatriques avec retrait net sur peau sensible.

CE • Micropore respirant • Gel Aqua-Tac • Sachet de 30

Description du produit :

Électrodes ECG pédiatriques T401, respirabilité et pose adaptée

Ces électrodes ECG pédiatriques conviennent aux enregistrements de routine ainsi qu'au monitoring de courte à moyenne durée. Les **électrodes ECG pédiatriques T401 SKINTACT** associent un support microporeux textile respirant, une connexion **snap** et un diamètre de **40 mm**.

Le gel conducteur **Aqua-Tac** participe à un contact homogène pendant l'examen et facilite un retrait propre avec peu de résidus visibles. Cette conception est particulièrement utile lorsque la pose doit rester simple et rapide en environnement pédiatrique.

Le support léger contribue au confort cutané lors d'une surveillance de quelques heures. Idéal pour les cabinets médicaux, services de pédiatrie, hôpitaux, cliniques et infirmiers réalisant des ECG.

Points forts

- **Support microporeux textile respirant** : favorise le confort de port sur peau délicate et s'adapte bien aux applications répétées.
- **Gel conducteur Aqua-Tac** : aide à maintenir une conduction régulière pour l'enregistrement ECG et le suivi de courte à moyenne durée.
- **Connexion snap** : permet un branchement rapide avec les câbles compatibles, pratique en consultation comme en service de soins.
- **Retrait propre** : le décollage laisse peu de résidus, ce qui simplifie le remplacement des électrodes chez l'enfant.
- **Format pédiatrique Ø40 mm** : dimension adaptée aux petits thorax pour une pose précise sans gêner la zone d'examen.

### Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Électrodes ECG pédiatriques

**Modèle** : T401

**Marque** : SKINTACT

**Fabricant** : Leonhard Lang

**Connexion** : Pression snap

**Dimensions** : Ø40 mm

**Matériau** : Support microporeux textile respirant

**Composition** : Gel conducteur Aqua-Tac

**Utilisation** : ECG de repos, monitoring court à moyen, Holter selon protocole

**Conditionnement** : Sachet de 30 pièces

**Marquage** : CE

**Garantie** : 2 ans

### Normes & sécurité

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement lors des examens, le gel échographique reste utile en consultation polyvalente. Les câbles & accessoires pour ECG facilitent le raccordement du dispositif, tandis que les papiers pour ECG permettent l'impression et la conservation des tracés.