

# ÉLECTRODES ECG SKINTACT RT38 AQUA-TAC À LANGUETTE SKINTACT - lot de 500

Référence 09975



Prix du produit :

**19,28 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG Skintact RT38 Aqua-Tac à languette SKINTACT** sont destinées à l'ECG de repos et au diagnostic courant. Avec leur format **20 x 34 mm**, leur gel conducteur pré-gélifié et leur élément Ag/AgCl, elles contribuent à une pose rapide et à un signal de qualité.

CE • Usage unique • Ag/AgCl • Lot de 500

Description du produit :

Électrodes ECG Skintact RT38, pose pratique et signal homogène

Ces électrodes ECG à languette sont prévues pour les ECG de repos et les actes de diagnostic courants. Les **électrodes ECG Skintact RT38 Aqua-Tac SKINTACT** réunissent un support souple, un hydrogel conducteur pré-gélifié et un format compact de **20 x 34 mm**.

Le gel Aqua-Tac permet un contact cutané immédiat avec une faible impédance, ce qui favorise un enregistrement exploitable dès la mise en place. La languette tab simplifie la connexion avec pince crocodile lors des examens répétés.

Après l'examen, le retrait reste propre, sans résidus signalés. Idéal pour **cabinets médicaux, services hospitaliers, consultations de cardiologie, blocs pré-opératoires et infirmiers libéraux**.

Points forts

- **Hydrogel Aqua-Tac pré-gélinfié** : assure une mise en contact rapide avec la peau et aide à maintenir une conduction régulière pendant l'enregistrement.
- **Capteur Ag/AgCl** : favorise une transmission fiable du signal électrique pour les ECG de repos et les contrôles diagnostiques.
- **Languette tab** : rend la manipulation plus simple et facilite le raccordement avec des pinces crocodile selon les habitudes de travail.
- **Format 20 x 34 mm** : dimensions compactes adaptées aux poses précises, y compris lorsque la zone disponible est réduite.
- **Hypoallergéniques** : conçues pour une meilleure tolérance cutanée et un retrait plus confortable en fin d'examen.
- **Conditionnement de 500 pièces** : pratique pour les structures réalisant des examens fréquents et pour la gestion des consommables.

### Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Électrodes ECG à languette tab

**Destination** : ECG de repos et diagnostic

**Dimensions** : 20 x 34 mm

**Gel** : Aqua-Tac, hydrogel solide conducteur pré-gélinfié

**Élément sensible** : Ag/AgCl

**Utilisation** : Usage unique

**Compatibilité** : Connexion via pinces crocodile, adaptateurs fiche banane 4 mm selon équipements

**Présentation** : Cartes de 10 électrodes

**Conditionnement** : Lot de 500 pièces

**Marque** : SKINTACT

**Garantie** : 2 ans

### Normes & sécurité

**Norme** : ANSI/AAMI EC12

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

### Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre poste d'examen, les câbles & accessoires pour ECG aident à adapter le raccordement au matériel utilisé. Les papiers pour ECG sont utiles pour l'édition des tracés. Le gel échographique peut aussi accompagner d'autres examens réalisés au cabinet.

