

# ÉLECTRODES ECG SKINTACT FS-521 MOUSSE AQUA-TAC SKINTACT - lot de 30 pièces

Référence 09976



Prix du produit :

**3,83 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **électrodes ECG Skintact FS-521 SKINTACT** combinent un gel solide **Aqua-Tac**, un support mousse et une connexion snap universelle pour un enregistrement fiable au quotidien. Format **35 x 50 mm** et **lot de 30 pièces**, pour une pose rapide avec bonne tenue sur la peau.

ANSI/AAMI EC12 • Usage unique •  
Hypoallergénique • Lot de 30 pièces

Description du produit :

Électrodes ECG Skintact FS-521, maintien fiable et pose rapide

Les électrodes ECG **Skintact FS-521 SKINTACT** réunissent un support mousse, un gel conducteur **Aqua-Tac** et un format **35 x 50 mm** pour favoriser une mise en place simple et un contact cutané constant. Elles conviennent aux enregistrements ECG réalisés en routine comme aux examens nécessitant une bonne stabilité du signal.

Le bouton pression universel en acier inoxydable **4 mm** se raccorde rapidement à la majorité des câbles ECG standard. Leur adhésif renforcé contribue au bon maintien pendant l'examen, y compris lorsque le patient bouge ou transpire.

Idéal pour cabinets médicaux, services hospitaliers, cliniques, centres de cardiologie, infirmiers libéraux et structures d'urgence.

## Points forts

- **Gel Aqua-Tac** : gel solide conducteur conçu pour favoriser une faible impédance et soutenir la stabilité du tracé pendant l'enregistrement.
- **Support mousse** : structure souple apportant du confort à la pose et facilitant l'utilisation en pratique courante.
- **Adhésif renforcé** : meilleure tenue sur la peau afin de limiter les décollements lors des mouvements ou en cas de transpiration.
- **Connexion snap universelle** : bouton pression en acier inoxydable compatible avec la plupart des câbles ECG cliniques standard.
- **Élément sensible Ag/AgCl** : composant adapté à une captation régulière du signal et à la réduction des interférences.
- **Usage unique** : solution pratique pour les examens successifs avec remplacement simple entre deux patients.

## Caractéristiques techniques

**Dimensions** : 35 x 50 mm

**Forme** : Ovale

**Marque** : SKINTACT

**Fabricant** : Skintact

**Type de produit** : Électrodes ECG à pression

**Gel** : Aqua-Tac, gel solide conducteur

**Élément sensible** : Ag/AgCl

**Matériau** : Support mousse

**Connexion** : Snap universel en acier inoxydable 4 mm

**Utilisation** : Usage unique

**Propriétés** : Hypoallergénique, sans latex, sans PVC, résistance aux fluides

**Conditionnement** : Lot de 30 pièces, 30 par pochette

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Norme** : ANSI/AAMI EC12

**Marquage** : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter votre équipement, les câbles & accessoires pour ECG facilitent le raccordement au dispositif d'enregistrement. Les papiers pour ECG permettent l'édition des tracés, tandis que le gel échographique accompagne d'autres examens fonctionnels au cabinet.