

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRAS BP A200 AFIB MICROLIFE - brassard 22 à 42 cm

Référence 09716



Prix du produit :

59,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre électronique bras BP A200 AFIB MICROLIFE** associe détection AFIB, mode MAM avec **3 mesures consécutives** et enregistrement de **200 mesures** pour un contrôle tensionnel pratique. Son brassard double taille **22 à 42 cm** et sa connexion USB facilitent l'usage au quotidien.

IP20 • Triple mesure MAM • Mémoire 200 valeurs • Brassard 22 à 42 cm

Description du produit :

BP A200 AFIB, contrôle tensionnel automatique et mémoire étendue

Ce tensiomètre électronique bras **BP A200 AFIB MICROLIFE** effectue une mesure non invasive par méthode oscillométrique, avec un fonctionnement entièrement automatique. Le mode MAM réalise **3 mesures consécutives** puis calcule une moyenne pour une lecture plus homogène. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, pharmacies, EHPAD et suivi à domicile.

Son brassard double taille convient aux tours de bras de **22 à 42 cm**. Cette amplitude permet de passer facilement d'un utilisateur adulte à l'autre, en structure de soins comme à la maison.

La fonction AFIB signale des pulsations irrégulières suggestives de fibrillation auriculaire pendant la prise. La mémoire de **200 mesures** et le port USB simplifient ensuite la consultation des données sur ordinateur avec le logiciel dédié.

Points forts

- **Détection AFIB** : identifie les irrégularités du pouls suggestives de fibrillation auriculaire pendant la mesure, pour accompagner l'observation des relevés.
- **Triple mesure MAM** : lance automatiquement 3 prises espacées de 15 secondes et calcule la moyenne, ce qui facilite un suivi tensionnel structuré.
- **Brassard double taille** : adapté aux circonférences de bras de 22 à 42 cm, il répond aux besoins d'un usage partagé entre plusieurs adultes.
- **Mémoire 200 valeurs** : conserve un historique important pour comparer les résultats dans le temps lors des contrôles successifs.
- **Connexion USB vers PC** : permet le transfert des mesures pour visualiser l'évolution tensionnelle avec le logiciel BP Analyzer.
- **Double alimentation** : utilisation possible avec 4 piles AA ou un adaptateur secteur 6 Vcc 600 mA, selon le contexte d'emploi.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Tensiomètre électronique à bras

Modèle : BP A200 AFIB

Marque : MICROLIFE

Fonctionnement : Automatique, méthode oscillométrique

Utilisation : Mesure non invasive de la tension artérielle chez les personnes de 12 ans ou plus

Dimensions : 152 x 92 x 42 mm

Poids Net : 393 g piles incluses

Brassard : Double taille L - XL

Tour de bras compatible : 22 à 42 cm

Plage de mesure tension : SYS 60 à 255 mmHg, DIA 40 à 200 mmHg

Plage de mesure pouls : 40 à 199 battements par minute

Affichage pression brassard : 0 à 299 mmHg

Précision : ± 3 mmHg

Précision pouls : ± 5 % de la valeur lue

Résolution : 1 mmHg

Mémoire : 200 valeurs

Alimentation : 4 piles alcalines AA 1,5 V ou adaptateur secteur 6 Vcc 600 mA

Autonomie : Environ 920 mesures avec des piles neuves

Connexion : Port USB et connexion PC

Indice de protection : IP20

Durée de vie attendue : Appareil 5 ans ou 10000 mesures, accessoires 2 ans ou 5000 mesures

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Indice de protection : IP20

Fabricant : MICROLIFE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'ensemble contient le tensiomètre électronique BP A200 AFIB, un brassard double taille compatible avec les tours de bras de 22 à 42 cm ainsi que les éléments nécessaires à l'alimentation par piles. Une connexion USB est également présente pour l'utilisation sur ordinateur.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter votre poste de mesure, les accessoires pour tensiomètres permettent d'ajouter ou de renouveler les éléments utiles à l'utilisation. Les oxymètre de pouls et les stéthoscope s'intègrent aussi facilement dans un contrôle de routine.