

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BRAS BP A200 AFIB MICROLIFE

Référence 09716



Prix du produit :

59,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre électronique** à bras BP A200 **sélectionné par l'Assurance Maladie** permet **3 mesures consécutives**, comme recommandé par les médecins. Il est fourni avec un brassard double taille (moyen et large allant de 22 à 42 cm).

Description du produit :

Le tensiomètre électronique bras BP A200 AFIB est un dispositif médical entièrement automatique destiné à mesurer la tension artérielle.

- Technologie AFIB, détection des risques d'AVC : haute précision dans la détection de la fibrillation auriculaire.
- Microlife Average Mode (MAM) 3 mesures en 1 clic. Elle effectue 3 mesures de tension toutes les 15 secondes, la mesure enregistrée étant la moyenne de ces 3 mesures. C'est la technologie MAM qui rend cette triple mesure plus facile.
- Mémoire 200 valeurs, enregistrement automatique des 200 dernières mesures de la tension artérielle.
- Fourni avec un brassard double taille (moyen et large allant de 22 à 42 cm).
- Bascule entre les modes de mesures unique/triple : bouton latéral de changement de mode.
- Port USB et connexion PC. Le logiciel gratuit BP Analyzer permet d'analyser facilement vos résultats de tension artérielle sur votre ordinateur.
- Fiche pour adaptateur secteur.
- Utilisation possible sans batterie (6 Vcc/600 mA).

