

# OXYMETRE DE POULS OXY 210 COMPACT PORTABLE MICROLIFE

Référence 09977



Prix du produit :

**49,98 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **oxymètre de pouls OXY 210 MICROLIFE** réalise la mesure de la **SpO2** et de la fréquence cardiaque sur écran LED, dans un format léger de **62 x 37 x 32 mm**. Pensé pour le contrôle ponctuel, il associe portabilité, arrêt automatique et manipulation simple au cabinet comme en mobilité.

Écran LED • Arrêt automatique • Sangle de transport • 2 piles AAA 1,5 V

Description du produit :

Oxymètre de pouls OXY 210, compact pour le contrôle mobile

Ce oxymètre de pouls **OXY 210 Microlife** permet de relever la saturation en oxygène **SpO2** ainsi que la fréquence cardiaque en quelques secondes. Avec ses dimensions de **62 x 37 x 32 mm**, il trouve facilement sa place dans une poche, une valise ou un chariot de soins.

Son **écran LED** offre une lecture directe des données, tandis que l'indicateur de pile faible et l'**arrêt automatique** simplifient l'usage au quotidien. Sa sangle de transport apporte une solution pratique pour les déplacements et les contrôles ponctuels hors poste fixe.

Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, services de soins, cliniques et EHPAD.

Points forts

- **Deux paramètres sur un seul appareil** : mesure la **SpO2** et le pouls pour disposer rapidement des informations essentielles lors d'un contrôle ponctuel.
- **Encombrement réduit** : son gabarit compact et son poids de **50 g** avec piles facilitent le transport entre deux consultations ou visites.
- **Affichage LED** : l'écran permet une visualisation simple et immédiate des résultats, utile en routine comme en situation de passage rapide.
- **Usage pratique** : la prise en main reste simple pour limiter les manipulations et gagner du temps dans l'organisation des soins.
- **Gestion de l'autonomie** : l'indicateur de pile faible et l'arrêt automatique contribuent à un fonctionnement adapté à un usage régulier.
- **Accessoire utile** : la sangle de transport fournie facilite les déplacements au sein d'un établissement ou lors des interventions extérieures.

## Caractéristiques techniques

**Marque** : Microlife

**Type de produit** : Oxymètre de pouls

**Mesures** : Saturation en oxygène SpO2 et fréquence cardiaque

**Écran** : LED

**Dimensions** : 62 x 37 x 32 mm

**Poids Net** : 50 g avec piles

**Alimentation** : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V

**Fréquence** : 25 à 250 bpm

**Échelle de mesure** : SpO2 de 35 à 100 %

**Fonctionnement** : Arrêt automatique, indicateur de pile faible

**Accessoires inclus** : Sangle de transport

**Utilisation** : Contrôle ponctuel portable

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les accessoires pour oxymètre de pouls sont utiles pour le rangement, le transport ou le renouvellement des éléments associés. Un tensiomètre électronique permet d'élargir le contrôle des constantes, tandis que les moniteurs de signes vitaux répondent aux besoins de surveillance multi-paramètres.

