

OXYMETRE DE POULS OXY 210 MICROLIFE

Référence 09977



Prix du produit :

49,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

Oxymètre de Pouls MICROLIFE OXY 200

- Détermine la saturation en oxygène (SpO2) et la fréquence cardiaque (pouls)
- Léger et portable, écran LED
- Indicateur de pile faible, arrêt automatique
- Livré avec une sangle de transport
- Dimensions : 62 x 37 x 32 mm
- Poids : 50 g (avec piles) • Piles : 2 piles alcalines AAA de 1,5 V
- Plage de mesure de la fréquence cardiaque : 25 - 250 bpm
- Plage de mesure de la SpO2 : 35 - 100 %