

# TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE MICROLIFE BP B2 BASIC

Référence 09715

Prix du produit :

**37,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :



Description du produit :

Détection des arythmies cardiaque, Technologie IHB, pour une meilleure prévention

- Technologie Gentle+ : Réglage optimal de la vitesse et de la pression de gonflage pour une prise de mesure plus confortable
- Brassard doux et lavable M – L (22 – 42 cm)
- Brassard confortable pour toute taille de bras
- Indicateur simple pour la classification de la tension artérielle
- 30 mémoires
- Moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées
- Indicateur de positionnement du brassard
- Indicateur de mouvement