

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE BP B2 BASIC DÉTECTION ARYTHMIE MICROLIFE - brassard 22 à 42 cm

Référence 09715

Prix du produit :

37,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **tensiomètre électronique BP B2 Basic Microlife** réalise la mesure au bras avec détection d'arythmie IHB, contrôle du mouvement et **30 mémoires** pour un suivi pratique. Son brassard doux et lavable, adapté aux circonférences de **22 à 42 cm**, contribue à une prise plus agréable grâce à la technologie Gentle+.

30 Mémoires • Brassard 22 à 42 cm • Détection d'arythmie IHB • Technologie Gentle+

Description du produit :

[BP B2 Basic, tensiomètre bras pratique au quotidien](#)

Ce tensiomètre électronique bras permet d'effectuer des relevés tensionnels de façon simple et régulière. Le **tensiomètre électronique BP B2 Basic Microlife** combine détection d'arythmie IHB, brassard **22 à 42 cm** et affichage clair pour un usage courant.

Grâce à la technologie **Gentle+**, le gonflage s'adapte pour améliorer le confort pendant la mesure. L'appareil dispose également d'un indicateur de positionnement du brassard, d'un indicateur de mouvement et de **30 mémoires** avec calcul de la moyenne des mesures enregistrées.

Il trouve sa place aussi bien en structure de soins qu'à domicile pour l'automesure. Idéal pour



médecins généralistes, infirmiers libéraux, pharmacies, EHPAD et particuliers équipant une salle de soins.

Points forts

- **Détection d'arythmie IHB** : repère les irrégularités du rythme pendant la prise et fournit une indication complémentaire lors du suivi.
- **Technologie Gentle+** : adapte la pression et la vitesse de gonflage afin de rendre la mesure plus confortable, notamment en cas d'utilisations répétées.
- **Brassard doux et lavable** : convient aux tours de bras de **22 à 42 cm**, avec une large plage d'utilisation pour limiter les changements de brassard.
- **Indicateurs de contrôle** : le positionnement du brassard et la détection de mouvement aident à obtenir un relevé plus fiable.
- **Mémoire intégrée** : les **30 mémoires** et la moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées facilitent le suivi dans le temps.
- **Repérage visuel immédiat** : l'indicateur de classification de la tension artérielle simplifie l'interprétation rapide des résultats.

Caractéristiques techniques

Marque : Microlife

Type de produit : Tensiomètre électronique bras

Modèle : BP B2 Basic

Fonctionnement : Électronique

Technologie : IHB, Gentle+

Mesures enregistrées : 30 mémoires

Fonction mémoire : Moyenne de l'ensemble des mesures enregistrées

Brassard : Doux et lavable

Dimensions brassard : 22 à 42 cm

Indicateurs : Positionnement du brassard, mouvement, classification de la tension artérielle

Utilisation : Réutilisable

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

[Des produits complémentaires à découvrir](#)

Pour compléter votre équipement, les accessoires pour tensiomètres permettent d'adapter ou de renouveler certains éléments d'usage. En consultation, les stéthoscopes restent utiles pour l'examen clinique. Les oxymètres de pouls apportent un contrôle complémentaire rapide en soins courants.