

THERMOMÈTRE SANS CONTACT THERMODISTANCE

Référence 09724



Prix du produit :

37,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

[Thermomètre](#) infrarouge sans contact, hygiénique, rapide et simple à utiliser grâce à son aide au positionnement et à son voyant indiquant la fièvre. Pour prendre sa température sans se poser de questions.

Rapide, il est muni d'une fonction d'aide au positionnement censée assurer une prise de température plus fiable.

- Rapide et facile à utiliser.
- Annonce en couleur des résultats
- Mesures sauvegardées en mémoire : 9 mémoires
- Lecture des résultats simplifiée
- Alerte sonore de positionnement et de fin de prise de température
- Température corporelle, des objets, liquides et ambiants
- Résultat en 1 seconde
- Interprétation facilitée des mesures avec un code couleurs
- Ecran LCD rétroéclairé pour une lecture immédiate des résultats même de nuit
- Prise de T° en 1s.
- Précision 0,2°C
- Dimensions : 4,5 x 14 x 3 cm

- Poids : 0,1 kg
- Piles: 2 xLR03 (fournies)