

# STATION DE DIAGNOSTIC SPOT CHECK PNI SPO2 TEMP

Référence 09719

Prix du produit :

**499,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :



## Description du produit :

Station de diagnostic spot check pni spo2 temp a été conçu pour contrôler ponctuellement les paramètres physiologiques de l'utilisateur, tels que la pression artérielle non invasive (PNI), la saturation fonctionnelle en oxygène (SpO2), le rythme cardiaque (PR) et la température corporelle (TEMP).

De plus, l'appareil peut afficher les mesures de la glycémie provenant du lecteur de glycémie et élaborer les données ECG provenant du Moniteur ECG (aussi bien le lecteur de glycémie que le Moniteur Easy ECG sont certifiés séparément).

Cet appareil peut être utilisé dans les structures médicales et n'a pas de contrindications.

- L'appareil est petit, léger, facile à transporter et à utiliser
- Il offre un affichage clair grâce à son large écran numérique à cristaux liquides LCD avec affichage de l'heure en temps réel
- Les opérations de mesure précises de la tension artérielle peuvent être activées ou annulées grâce à un bouton de raccourci
- Une technique d'oxymétrie unique assure des mesures rapides et précises de la valeur SpO2 et du rythme cardiaque, grâce à des capteurs intelligents

- Un capteur infrarouge de mesure de la température assure des mesures précises de la température corporelle
- La tension artérielle, la saturation en oxygène, le rythme cardiaque et la température peuvent être mesurées en même temps
- Le dispositif de mesure de la glycémie en option peut être branché à l'appareil.
- L'appareil peut enregistrer jusqu'à 100 ID utilisateur
- Enregistrement et rappel des données enregistrées
- L'appareil peut garder en mémoire jusqu'à 999 groupes de données classés en fonction de l'ID utilisateur
- Gestion des consommations d'énergie avec mode économiseur d'écran, arrêt automatique et indicateur de batterie faible
- Téléchargement des données sur ordinateur via câble USB et transmission des données en temps réel à des smartphones par connexion wifi
- Livré complet en étui rigide avec 1 Brassard adulte, un capteur SpO2 adulte et un thermomètre.
- Garantie 2 ans. CE.