

STATION DE DIAGNOSTIC SPOT CHECK PNI SPO2 TEMP CE - kit complet

Référence 09719



Prix du produit :

499,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **station de diagnostic Spot Check PNI SpO2 Temp** centralise la mesure de la pression artérielle non invasive, de la SpO2, du pouls et de la température corporelle. Ce **kit complet** avec brassard adulte, capteur SpO2 adulte et thermomètre offre une capacité de **999 groupes de données** et la gestion de **100 ID utilisateur**.

CE • Mémoire 999 données • 100 ID utilisateur
• Kit complet

Description du produit :

[Station Spot Check, relevé simplifié des constantes](#)

Cette station de diagnostic réunit sur un même support les paramètres couramment contrôlés en pratique. La **station de diagnostic Spot Check PNI SpO2 Temp** affiche sur écran LCD la PNI, la SpO2, le rythme cardiaque et la température corporelle.

Son usage convient aux contrôles ponctuels réalisés avant une consultation ou lors d'un passage en unité de soins. La mémoire de **999 groupes de données**, associée à la gestion de **100 ID utilisateur**, facilite l'organisation des relevés.

Son gabarit compact permet de l'installer et de la déplacer facilement selon les besoins du service. Idéal pour cabinets médicaux, centres de santé, EHPAD, services infirmiers, consultations externes et structures de soins.

Points forts

- **Appareil multiparamètre** : regroupe la mesure de la PNI, de la SpO2, du rythme cardiaque et de la température pour disposer des principales constantes sur un seul équipement.
- **Grand écran LCD** : les données s'affichent de façon lisible avec l'heure en temps réel, ce qui favorise une consultation rapide des valeurs relevées.
- **Capacité mémoire importante** : l'appareil enregistre jusqu'à **999 groupes de données**, utile pour conserver et retrouver les mesures effectuées.
- **Gestion de 100 ID utilisateur** : adaptée aux environnements où plusieurs patients ou opérateurs se succèdent au cours de la journée.
- **Connexion USB et wifi** : simplifie le transfert et l'exploitation des informations enregistrées selon l'organisation du poste de soins.
- **Équipement prêt à utiliser** : fourni avec brassard adulte, capteur SpO2 adulte, thermomètre et étui rigide pour une mise en service immédiate.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Station de diagnostic spot check

Mesures : PNI, SpO2, rythme cardiaque, température corporelle

Écran : Large écran numérique LCD

Mémoire : Jusqu'à 999 groupes de données

Utilisateurs : Jusqu'à 100 ID utilisateur

Connectivité : USB et wifi

Fonctions : Enregistrement et rappel des données, affichage de l'heure en temps réel, arrêt automatique, indicateur de batterie faible, mode économiseur d'écran

Accessoires inclus : Brassard adulte, capteur SpO2 adulte, thermomètre, étui rigide

Utilisation : Contrôle ponctuel des paramètres physiologiques

Marque : Non renseignée

Marquage : CE

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le kit contient la station de diagnostic, un brassard adulte, un capteur SpO2 adulte, un thermomètre et un étui rigide.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'installation, les accessoires pour tensiomètres permettent de renouveler ou d'adapter les éléments de prise de mesure. Les accessoires pour oxymètre de pouls aident à maintenir l'usage du capteur au quotidien. Un thermomètre médical peut aussi équiper un second poste.