

MASQUE A OXYGENE ADULTE HAUTE CONCENTRATION AVEC TUBULURE

Référence 09699



Prix du produit :

5,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Description du produit :

Masque à oxygène haute concentration avec poche de recueil de l'O₂ permettant la haute concentration.

Pour adulte avec tubulure de 2 mètres à usage unique.

Assure de l'oxygène à faible débit (4 à 10 LPM) en moyenne concentration.

Un débit minimal de 4 LPM est nécessaire pour chasser le CO₂ accumulé.

- Plastique doux et transparent en PVC
- Inertes
- Non-collants
- Non-irritants
- Bordure est souple et arrondie avec une étanchéité parfait
- Pince-nez diminuant les pertes d'O₂
- Elastique large de fixation et d'orifices latéraux d'expiration

Dispositif médical classe I. CE.

