

MASQUE A OXYGENE MOYENNE CONCENTRATION AVEC TUBULURE - adulte

Référence 09700



Prix du produit :

1,93 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **masque à oxygène moyenne concentration avec tubulure** permet une administration d'oxygène de **4 à 10 L/min** grâce à une tubulure de **2 m** et à des éléments de maintien intégrés. Réalisé en PVC non irritant et non collant, il associe confort au contact du visage, ajustement pratique et orifices latéraux d'expiration.

CE • Classe IIa • Tubulure 2 m • Usage unique

Description du produit :

Masque à oxygène moyenne concentration, usage pratique en oxygénothérapie

Ce masque à oxygène moyenne concentration avec tubulure est destiné à l'administration d'oxygène chez le patient en respiration spontanée. Il fonctionne avec un débit de **4 à 10 L/min** et dispose d'une tubulure de **2 m** pour un raccordement simple à la source d'oxygène.

Sa conception anatomique, sa bordure souple, son pince-nez et son large élastique contribuent à un positionnement stable pendant l'utilisation. Les orifices latéraux accompagnent l'expiration et participent au confort lors des soins.

Non stérile et à **usage unique**, ce dispositif s'utilise en oxygénothérapie adulte et enfant selon le contexte clinique. Idéal pour les services d'urgence, cabinets médicaux, ambulances, EHPAD et infirmiers libéraux.

Points forts

- **Plage de débit adaptée** : utilisation de **4 à 10 L/min**, avec un débit minimal conseillé de 5 L/min pour limiter la réinhalation de CO₂.
- **Tubulure 2 m** : cette longueur facilite l'installation du patient et le raccordement à la source d'oxygène dans différents environnements de soins.
- **Contact agréable** : le PVC non irritant et non collant améliore le confort au visage lors d'une utilisation ponctuelle ou prolongée.
- **Ajustement rapide** : le pince-nez intégré et l'élastique de fixation large permettent un maintien simple à mettre en place.
- **Expiration latérale** : les orifices prévus à cet effet accompagnent l'expiration et réduisent l'inconfort pendant la prise en charge.
- **Utilisation polyvalente** : adapté au cabinet, à l'urgence ou au transport médicalisé, il trouve facilement sa place dans le matériel d'oxygénothérapie.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Masque à oxygène moyenne concentration avec tubulure

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Non stérile

Débit : 4 à 10 L/min

Débit minimal conseillé : 5 L/min

Concentration d'oxygène : 40 à 60 % selon la respiration du patient

Dimensions : Tubulure 2 m

Matériau : PVC non irritant et non collant

Éléments intégrés : Pince-nez, élastique de fixation, orifices latéraux d'expiration

Domaine d'utilisation : Oxygénothérapie

Conditionnement : Unité de vente à l'unité

Classe DM/EPI : DM IIa

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Classe : DM IIa

Marquage : CE

Fabricant : Intersurgical

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement comprend un masque à oxygène moyenne concentration, un pince-nez, un élastique de fixation et une tubulure de 2 m prête au raccordement sur une source d'oxygène.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement respiratoire, un oxymètre de pouls permet le suivi de la saturation. Un aspirateur de mucosité peut s'ajouter selon la situation de prise en charge. Les accessoires d'urgence aident aussi à organiser le matériel à proximité du patient.