

LAMPE DE LUMINOTHÉRAPIE TL 35

Référence 09690



Prix du produit :

65,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe TL 35** de Beurer favorise une séance de **luminothérapie** optimale et efficace.

Description du produit :

La lampe TL 35 de **Beurer** est conçue pour remédier au manque d'exposition solaire, dont l'insuffisance peut entraîner divers problèmes tels que la fatigue, la perte d'énergie, ainsi que la perte d'intérêt ou de motivation.

Dotée de 3 températures de couleur réglables et d'un variateur avec 4 niveaux d'intensité lumineuse, cette lampe de Beurer offre une séance de luminothérapie optimale.

Caractéristiques :

- Pour une utilisation contre le manque de soleil.
- 3 températures de couleur réglables (Therapy : 6500 K, midi, traitement à 10 000 lux, Active : 4300 K, matin, concentration, Relax : 3000 K, soirée, détente).
- Équipée d'un variateur avec 4 niveaux d'intensité lumineuse.
- Affichage du temps de traitement sur 4 niveaux (30 à 120 minutes).
- Dispose d'un minuteur avec arrêt automatique.
- Idéale pour le lieu de travail et pour la maison.
- Un éclairage lumineux et uniforme.
- Une intensité lumineuse d'environ 10 000 lux (distance de 13 cm).
- Sans aucun scintillement et UV.
- Dimension : 155 x 83 x 25 mm

- Poids : 520g
- Technologie LED favorisant une économie d'énergie.
- Utilisation facilitée grâce aux commandes tactiles.
- Un pied à l'utilisation modulable (utilisable à la verticale ou réglable en continu).
- Fournie avec un adaptateur secteur (longueur de câble d'environ 138 cm) et une pochette de rangement.