

LAMPE INFRAROUGE THERA DUO MINUTEUR SUR PIED ROULANT

Référence 09671

DESTOCKAGE



Prix du produit :

650,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **lampe infrarouge Thera Duo** de **Lid** est équipée de deux têtes de lampe avec ampoules infrarouges afin d'agir simultanément sur deux parties du corps durant un traitement de kinésithérapie par exemple. C'est une **lampe chauffante** de qualité professionnelle qui permet une bonne répartition de la chaleur sur les zones exposées.

Description du produit :

Nouvelle **lampe infrarouge Thera Duo** équipée de deux coupoles avec ampoule 250W, sur flexible L86 cm très résistant et silencieux, permettant de diviser par deux le temps des séances sur deux régions différentes (cou/épaules - cou/dos - deux cuisses...) avec une meilleure répartition de la chaleur sur les zones traitées ou de profiter d'une puissance élevée (500W) sur une seule zone de traitement.

La lampe infrarouge Thera Duo permet également d'agir à 360° sur un groupe musculaire (ex : Biceps fémoral, droit fémoral, vaste latéral...). Idéal en kiné du sport.

Équipée d'un pied lesté et d'une seule prise, la Thera Duo profite d'un encombrement restreint et d'une mobilité fonctionnelle.

Lampe infrarouge équipée de deux coupoles avec deux ampoules 250W, résistante et silencieuse.

Lampe Infrarouge Thera duo :

- Longueur d'onde: 1200 nm
- Consommation électrique : 250W x 2
- Longévité des ampoules : 5 000 heures minimum
- Longueur de câble d'alimentation: 4 mètres autorisant une mobilité maximale
- Protection électrique : Isolation classe I
- Couleurs proposées : blanc
- Dimensions de la tête : Diam 26 cm
- Fixation sur pied télescopique métal 5 branches à roulettes
- Normes : EN 60 601 -1 / -2-41 EN 60598-2-25
- Garantie 10 ans hors ampoule. CE.

Dispositif médical de classe I.