

ECG MOBILE KARDIAMOBILE 6L 6 DÉRIVATIONS BLUETOOTH OMRON - format poche 24 g

Référence 09951

Prix du produit :

202,98 € taxe inclu



Description brève du produit :

KardiaMobile 6L OMRON est un **ECG mobile 6 dérivations** capable d'enregistrer un tracé en **30 secondes** avec synchronisation **Bluetooth** vers l'app Kardia. Léger avec seulement **24 g**, il s'intègre facilement aux usages en cabinet, en déplacement ou à domicile.

CE IIa • Bluetooth • IP22 • Pile CR2016

Description du produit :

[KardiaMobile 6L, ECG compact pour enregistrement rapide](#)

Ce ECG de poche **KardiaMobile 6L OMRON** capture un enregistrement à **6 dérivations** en **30 secondes**. Sa liaison **Bluetooth** avec l'app Kardia et son poids de **24 g** en font un dispositif simple à transporter.

Son format compact convient aux situations où un équipement léger est recherché, sans installation encombrante. L'utilisation sur smartphone compatible facilite la consultation du tracé et son partage selon l'organisation du praticien.

Un mode 1 dérivation est également disponible lorsque la configuration 6 dérivations n'est pas retenue. Idéal pour médecins généralistes, cardiologues, infirmiers libéraux, services de soins et structures de télésuivi.

Points forts

- **Acquisition 6 dérivation** : enregistre I, II, III, aVR, aVL et aVF pour disposer d'un tracé plus étendu qu'un appareil limité à 1 dérivation.
- **Mesure en 30 secondes** : permet d'obtenir rapidement un enregistrement, utile dans l'organisation des consultations ou des contrôles ponctuels.
- **Mode 1 dérivation disponible** : apporte une alternative lorsque l'usage en 6 dérivation n'est pas adapté à la situation rencontrée.
- **Transmission Bluetooth** : l'appareil communique avec l'app Kardia pour afficher, conserver et transmettre les tracés plus simplement.
- **Très faible encombrement** : avec **90 x 30 x 7,2 mm** et un poids net de **24 g**, il se glisse facilement dans une poche ou une mallette.
- **Autonomie d'environ 200 heures** : la pile CR2016 répond aux besoins d'un usage régulier sans recharge du dispositif.

Caractéristiques techniques

Marque : OMRON

Fabricant : AliveCor

Type de produit : ECG mobile 1 et 6 dérivation

Dérivations : I, II, III, aVR, aVL, aVF + 1 dérivation

Connexion : Bluetooth

Application compatible : App Kardia

Temps d'enregistrement : 30 secondes

Dimensions : 90 x 30 x 7,2 mm

Poids Net : 24 g

Alimentation : 1 pile CR2016

Autonomie : Environ 200 heures d'utilisation

Matériau : Acier inoxydable, polycarbonate, ABS

Température d'utilisation : 10 à 45 °C

Conditions de stockage : 0 à 40 °C, 10 à 95 % HR

Indice de protection : IP22

Utilisation : Réutilisable

Conditionnement : Appareil avec pile préinstallée, guide de démarrage, manuel d'utilisation, manuel de l'application, note d'information

Garantie : 1 an

Normes & sécurité

Classe : CE classe IIa

Norme : IEC 60601-1-2

Indice de protection : IP22

Fabricant : AliveCor

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

L'emballage comprend l'appareil KardiaMobile 6L avec pile CR2016 préinstallée, un guide de démarrage, un manuel d'utilisation, un manuel de l'application et une note d'information. Une pince pour smartphone peut être incluse selon le pack.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter un poste de contrôle mobile, les oxymètre de pouls apportent une mesure supplémentaire des constantes. Les stéthoscope s'associent naturellement à l'examen clinique. La catégorie visite à domicile permet aussi de composer un équipement adapté aux déplacements.