

Doigtier roulé en latex non stérile

Référence 00147



Prix du produit :

1,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

100 doigtiers roulés en latex naturel biodégradable pour examens médicaux en exploration gynécologique et proctologie. 3 tailles disponibles

Description du produit :

Doigtiers roulés en latex non stériles, à usage unique.

Dispositif pour la protection du doigt lors d'examens médicaux en exploration gynécologique et proctologie, pour une pratique médicale minutieuse.

En caoutchouc 100% naturel, 100% biodégradable, couleur naturelle, légèrement poudré, sans huile ni silicone.

Livré en sachet de 100 doigtiers non stériles.

Taille M, L ou XL.

Dimensions :

longueur 70 mm (+/-5)

M : Largeur 28 (+/-2) mm

L : Largeur 30 (+/-2) mm

XL : Largeur 34.5 (+/-2.5) mm

Sachet de 100. CE.

Préconisation d'utilisation :

- Ouvrir le sachet méticuleusement dans un coin en biseau pour ne pas faire tomber les doigtiers.
- Prendre un doigtier et l'enfilez sur le bout de votre doigt du coté légèrement poudré puis le dérouler entièrement.
- Une fois l'examen terminé enrouler de nouveau le doigtier en partant de la base de votre doigt puis le jeter dans un conteneur DASRI.

Ces produits sont similaires:

- [Conteneur en carton Agerma® pour DASRI - L'unité](#)
- [Sacs à déchets DASRI à lien coulissant - Bobine de 25 sacs](#)
- [Boîte à aiguilles DASRI Picador® pour déchet perforant, coupant et tranchant](#)