

ECG MOBILE 1 DERIVATION KARDIA 1L OMRON

Référence 09952

Prix du produit :

129,00 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le moniteur **ECG Kardia Mobile 1L** d'Omron est un électrocardiogramme à dérivation unique, pratique et facile à transporter, il permet de détecter diverses anomalies liées à l'activité électrique du cœur.

Description du produit :

Le **Kardia Mobile 1L** est un dispositif qui peut être utilisé pour identifier les troubles cardiaques.

Équipé de 2 électrodes, l'appareil permet d'enregistrer facilement un **électrocardiogramme** sur son smartphone en positionnant simplement les deux doigts (index et majeur) sur les électrodes.

Les utilisateurs ont la possibilité d'enregistrer régulièrement leur **rythme cardiaque**, par exemple une ou deux fois par jour/semaine.

Caractéristiques :

- Destiné à un usage domestique
- Connecté à l'application Kardia pour l'enregistrement, la visualisation, la mémorisation des résultats et le partage des ECG avec le médecin
- Poids de 18 grammes pour un confort idéal
- Fonctionnement par pile CR2016
- Autonomie optimale de 200 heures
- Détection des problèmes d'ordre cardiaque tels que la tachycardie, la bradycardie, etc.
- Enregistrement et mémorisation d'un ECG à une dérivation en seulement 30 secondes

- Facile d'utilisation : sans câbles, ni gel, ni patches
- Compatible avec la plupart des smartphones et tablettes Android et iOS
- Nombre d'ECG illimité
- Permet d'effectuer des électrocardiogrammes partout grâce à la pince pour smartphone facilitant le transport du dispositif
- Livré avec 1 pile, guide de démarrage, pince pour téléphone, manuel d'utilisation, manuel d'utilisation de l'application Kardia, note d'information
- S'utilise avec la fonction basique de l'application Kardia
- Option d'abonnement KardiaCare offrant des fonctionnalités avancées, analyses ECG par un cardiologue, synthèses de données cardiaques, partage automatique d'ECG, suivi des médicaments et stockage dans le cloud
- Garantie de 2 ans