

ECG MOBILE KARDIA 1L 1 DÉRIVATION BLUETOOTH OMRON

Référence 09952

Prix du produit :

131,58 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le **Kardia Mobile 1L OMRON** permet de réaliser un ECG portable à **1 dérivation** en **30 secondes** depuis un smartphone. Léger avec **18 g**, il s'utilise avec deux électrodes, sans câbles, sans gel et sans patches pour un enregistrement pratique au quotidien.

Bluetooth • 30 Secondes • Sans câbles ni gel • Compatible Android et iOS

Description du produit :

[Kardia Mobile 1L, ECG nomade pour enregistrement rapide](#)

Ce ECG connecté a été conçu pour obtenir un tracé cardiaque simplement, où que vous soyez. Le **Kardia Mobile 1L OMRON** capte un ECG à **1 dérivation** en **30 secondes** et transmet les données sur smartphone par Bluetooth.

Son utilisation repose sur deux électrodes à placer au contact des doigts, sans recourir à des câbles, à du gel ou à des patches. Son format réduit convient aussi bien à l'usage en consultation qu'au suivi à domicile lors d'épisodes ressentis entre deux contrôles.

Compatible avec les smartphones et tablettes Android et iOS, il reste facile à emporter grâce à son poids de **18 g** et à sa pince pour téléphone. Idéal pour médecins généralistes, cardiologues, infirmiers libéraux, structures de télésuivi et patients suivis à domicile.

Points forts

- **1 dérivation** : permet l'enregistrement d'un tracé cardiaque simple pour des contrôles ponctuels ou répétés du rythme.
- **Mesure en 30 secondes** : durée courte, pratique pour consigner rapidement un épisode signalé par le patient.
- **Utilisation sans consommables de pose** : les deux électrodes s'emploient sans câbles, sans gel et sans patches, pour une prise en main directe.
- **Connexion Bluetooth** : les enregistrements sont envoyés vers l'application Kardia pour affichage, conservation et partage.
- **Très léger** : avec un poids net de **18 g**, l'appareil se transporte facilement dans une poche ou un sac de visite.
- **Autonomie de 200 heures** : alimentation par **1 pile CR2016**, adaptée à un usage récurrent.

Caractéristiques techniques

Marque : OMRON

Type de produit : ECG mobile connecté

Modèle : Kardia Mobile 1L

Nombre de dérivations : 1 dérivation

Connexion : Bluetooth

Électrodes : 2 électrodes

Temps d'enregistrement : 30 secondes

Compatibilité : Smartphones et tablettes Android et iOS

Poids Net : 18 g

Alimentation : 1 pile CR2016

Autonomie : 200 heures

Fonctionnement : Connecté via l'application Kardia

Utilisation : Réutilisable

Accessoires inclus : 1 pile, guide de démarrage, pince pour téléphone, manuel d'utilisation, manuel de l'application Kardia, note d'information

Garantie : 1 an

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Sont fournis avec l'appareil : l'ECG mobile Kardia Mobile 1L, 1 pile CR2016, un guide de démarrage, une pince pour téléphone, un manuel d'utilisation, le manuel de l'application Kardia et

une note d'information.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la surveillance des constantes, un oxymètre de pouls peut être utile en parallèle. Un tensiomètre électronique permet d'associer la mesure de la pression artérielle aux symptômes observés. Les câbles & accessoires pour ECG participent aussi à l'organisation du matériel de diagnostic.