

MASQUE A OXYGENE PEDIATRIQUE HAUTE CONCENTRATION AVEC TUBULURE

Référence 09701



Prix du produit :

5,69 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce **masque à oxygène** pédiatrique a haute concentration permet d'assurer une respiration adéquate lors d'interventions médicales d'urgence.

Description du produit :

Ce masque à oxygène a haute concentration (4 à 10 LPM) est adapté pour les adultes et les enfants.

Ce masque à oxygène est conçu anatomiquement avec un pince-nez et un élastique de sécurité qui lui permet un ajustement optimal.

- Tubulure de 2 mètres.
- Le matériau principal en PVC
- Inertes
- Non-collants et non-irritants
- Bordure souple et arrondie avec une étanchéité optimale
- Élastique large de fixation et orifices latéraux d'expiration

Dispositif médical classe I. CE.