

STÉTHOSCOPE ENFANT SIMPLE PAVILLON BAGUE ANTI-FROID MEDICLINIC - 5 clips animaux

Référence 09991



Prix du produit :

18,35 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **stéthoscope enfant simple pavillon Mediclinic** combine un pavillon de **47 mm**, une tubulure PVC de **60 cm** et une bague anti-froid pour un usage adapté à la pédiatrie. Fourni avec **5 clips animaux**, il apporte une approche visuelle rassurante lors de l'auscultation. Existe en plusieurs couleurs.

Garantie 5 ans • Simple pavillon • Bague anti-froid • 5 clips animaux

Description du produit :

Stéthoscope enfant simple pavillon, pensé pour la pédiatrie

Ce stéthoscope pédiatrique a été conçu pour accompagner l'auscultation chez les jeunes patients dans de bonnes conditions de confort. Le **stéthoscope enfant simple pavillon Mediclinic** réunit un pavillon de **47 mm**, une **bague anti-froid** et une tubulure de **60 cm** pour les examens réalisés au cabinet.

Les **5 clips animaux** fournis apportent un repère visuel utile pour détourner l'attention de l'enfant au moment de l'examen. Ce détail ludique favorise un contact plus simple lors des consultations pédiatriques courantes.

Sa conception associe un pavillon en alliage d'aluminium anodisé, un ressort de lyre en acier inoxydable et des embouts auriculaires en ABS. Idéal pour pédiatres, médecins généralistes,

cabinets médicaux, services de pédiatrie et infirmiers exerçant auprès d'enfants.

Points forts

- **Pavillon simple de 47 mm** : un format adapté à l'auscultation de l'enfant pour les contrôles pédiatriques habituels.
- **Bague anti-froid** : limite l'inconfort au contact cutané et rend l'examen plus acceptable pour le jeune patient.
- **5 clips animaux inclus** : ajoutent une dimension ludique qui aide à capter l'attention pendant la consultation.
- **Tubulure PVC de 60 cm** : offre une longueur pratique pour travailler avec aisance autour de l'enfant.
- **Structure résistante** : aluminium anodisé, acier inoxydable et ABS contribuent à une utilisation régulière en environnement médical.
- **Plusieurs coloris** : permet de choisir une présentation en accord avec l'univers pédiatrique ou les habitudes du professionnel.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Stéthoscope enfant

Marque : MEDICLINIC

Pavillon : Simple pavillon

Diamètre : 47 mm

Longueur tubulure : 60 cm

Matériau du pavillon : Alliage d'aluminium anodisé

Matériau de la tubulure : PVC

Matériau du ressort de lyre : Acier inoxydable

Matériau des embouts auriculaires : Plastique ABS

Caractéristique : Bague anti-froid

Formats disponibles : Plusieurs coloris

Conditionnement : Livré complet avec 5 clips animaux

Utilisation : Réutilisable

Garantie : 5 ans

Couleurs : Jaune ; Violet ; Bleu ; Noir

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le conditionnement comprend un stéthoscope enfant à simple pavillon et 5 clips animaux : singe, souris, panda, tigre et ours.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les accessoires pour stéthoscopes sont utiles pour l'entretien et le remplacement des éléments d'usage. Un otoscope s'intègre facilement à l'examen ORL. Les abaisse-langue restent pratiques pour l'observation de la cavité buccale.