

# MASQUE A AEROSOL ALLONGE ADULTE SANS TUBULURE USAGE UNIQUE - à l'unité

Référence 09702



Prix du produit :

**1,49 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **masque à aérosol allongé adulte sans tubulure** est conçu pour les séances de nébulisation avec connexion **22 mm**, grâce à une structure transparente et souple associée à un maintien fiable. Modèle **non stérile** à usage unique, destiné à l'adulte et compatible avec les nébuliseurs.

Non stérile • Usage unique • Raccord 22 mm • Emballage individuel

Description du produit :

Masque à aérosol allongé adulte, usage unique et raccord 22 mm

Ce masque à aérosol allongé pour adulte, livré sans tubulure, se raccorde aux nébuliseurs et tuyaux aérosols compatibles avec un embout **22 mm**. Sa conception transparente et souple convient à une utilisation **non stérile à usage unique**.

Le profil allongé favorise un appui plus régulier sur le visage pendant la séance. La transparence du masque aide également à observer facilement son bon positionnement au cours de l'administration.

Idéal pour les cabinets médicaux, services hospitaliers, EHPAD, centres de soins respiratoires et infirmiers libéraux.

## Points forts

- **Conception allongée** : adaptée au visage adulte, elle améliore le placement du masque et le confort durant la nébulisation.
- **Compatibilité 22 mm** : le raccord standard permet une connexion simple avec les nébuliseurs et tuyaux aérosols compatibles.
- **Coque transparente souple** : facilite le contrôle visuel pendant le soin tout en apportant une sensation plus agréable au contact.
- **Lanière élastique** : contribue à maintenir le masque en place et limite les repositionnements pendant l'utilisation.
- **Usage unique** : s'intègre facilement dans les protocoles de renouvellement du matériel entre deux prises en charge.
- **Emballage individuel** : pratique pour le rangement, la préparation du matériel et la distribution en structure de soins.

## Caractéristiques techniques

**Garantie** : 2 ans

**Type de produit** : Masque à aérosol allongé pour adulte sans tubulure

**Utilisation** : Usage unique

**Stérilisation** : Non stérile

**Compatibilité** : Nébuliseurs et tuyaux aérosols avec raccord **22 mm**

**Matériau** : PVC, polyéthylène, polychloroprène, métal

**Composition** : Masque en PVC, adaptateur 22 mm en polyéthylène, lanière élastique en polychloroprène, dispositif de fixation en métal

**Couleur** : Transparent

**Conditionnement** : Emballage individuel

**Public** : Adulte

## Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement, les nébuliseurs permettent de mettre en œuvre les séances d'administration par aérosol. Le sérum physiologique peut être utile dans la préparation de certains protocoles, tandis que les gants latex accompagnent la manipulation du dispositif.

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

