

MASQUE A AEROSOL ALLONGE POUR ADULTE SANS TUBULURE

Référence 09702



Prix du produit :

1,49 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce **masque aérosol** en vinyle transparent vous permet d'administrer des traitements par voie respiratoire à vos patients.

Description du produit :

Grâce à sa **forme ergonomique**, il offre un confort optimal et une meilleure étanchéité, assurant ainsi une distribution plus efficace des médicaments, réduisant les fuites et augmentant ainsi l'efficacité du traitement.

Son **élastique de maintien** lui garantit également une utilisation stable et sécurisée tout au long du traitement.

Ce masque dispose d'un raccord compatible avec les embouts d'administration des tuyaux aérosols et des nébuliseurs de diamètre 22 mm.

Caractéristiques :

- Plastique transparent et souple offrant une surveillance aisée des procédures ainsi qu'un confort idéal.
- Adaptable sur les embouts de cuve de nébuliseurs avec un diamètre de 22 mm
- Masques propres et non stériles, conditionnés sous emballages individuels
- Dispositif à usage unique
- Masque en PVC

- Dispositif de fixation en métal
- Adaptateur de 22 mm en polyéthylène
- Lanière élastique en polychloroprène