

MASQUE DE NON REINHALATION PEDIATRIQUE AVEC EVENT DE SECURITE

Référence 09703



Prix du produit :

1,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce **masque de non-réinhalation pédiatrique** permet d'administrer des traitements par voie respiratoire aux patients les plus jeunes.

Description du produit :

Grâce à sa **forme ergonomique**, il offre un confort optimal et une meilleure étanchéité, assurant ainsi une distribution plus efficace des médicaments, réduisant les fuites et augmentant ainsi l'efficacité du traitement.

Son **élastique de maintien** lui garantit aussi une utilisation stable et sécurisée tout au long du traitement.

Destiné à l'administration d'oxygène médical par voie nasale ou orale, ce **masque à oxygène** est équipé d'une tubulure de 2,10 m, d'un ballon réservoir de 750 ml et d'une valve à clapet.

La **valve de réinspiration** empêche l'air exhalé par le patient de revenir dans le ballon réservoir, facilitant ainsi l'administration d'oxygène au patient.

Pour ce masque à haute concentration, il est recommandé de régler le débit d'oxygène entre 5 et 15 litres par minute. Ce débit permet d'obtenir une concentration d'oxygène variant de 69 à 99 %.

Caractéristiques :

- Spécialement conçu pour l'administration de l'oxygène par voie orale ou nasale.
- Plastique très souple et transparent pour une surveillance et un confort optimal.
- Équipé d'une tubulure de 2,10 m, d'un ballon réservoir de 750 ml et d'une valve à clapet.
- Vendu en conditionnement de 50.
- Sans latex.