

AIGUILLE POUR STYLO INSULINE EUROPEN COMPATIBLE STYLOS EUROMEDIS - emballage individuel

Référence 09980



Prix du produit :

6,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'aiguille pour stylo insuline **Europen Euromedis** combine une fabrication en **acier inoxydable**, un **triple biseau** et une présentation stérile pour accompagner les injections sous-cutanées avec une pose simple sur les stylos compatibles. Son emballage individuel facilite la préparation du soin. Existe en plusieurs modèles.

Stérile • Triple biseau • Acier inoxydable •
Emballage individuel

Description du produit :

Aiguille pour stylo insuline Europen, usage quotidien simplifié

Cette aiguille pour stylo à insuline est conçue pour les injections sous-cutanées répétées dans le cadre de la prise en charge du diabète. **L'aiguille pour stylo insuline Europen Euromedis** réunit une présentation **stérile**, un corps en acier inoxydable et un triple biseau pour accompagner un geste précis au quotidien.

Son système de fixation de type cliquer-visser permet une installation rapide sur les stylos à insuline compatibles du marché. Le conditionnement en **emballage individuel** convient aussi bien à l'organisation des soins en cabinet qu'à l'utilisation à domicile.

Idéal pour les infirmiers libéraux, cabinets médicaux, services de diabétologie, pharmacies et structures de maintien à domicile.

Points forts

- **Triple biseau** : la pointe est étudiée pour favoriser une insertion nette lors de l'injection sous-cutanée et accompagner un usage répété.
- **Présentation stérile** : chaque aiguille est conditionnée individuellement pour être prête à l'emploi au moment du soin.
- **Acier inoxydable** : ce matériau est adapté à l'environnement médical et participe à la finesse de l'aiguille.
- **Compatible avec les stylos du marché** : cette compatibilité élargie facilite le choix du consommable pour les patients équipés de différents stylos.
- **Fixation cliquer-visser** : la mise en place est simple et rapide, un atout pour les soins réalisés au quotidien.

Caractéristiques techniques

Type de produit : Aiguille pour stylo à insuline

Marque : Euromedis

Modèle : Euopen

Matériau : Acier inoxydable

Biseau : Triple biseau

Compatibilité : Stylos à insuline compatibles du marché

Conditionnement : Emballage individuel

Utilisation : Usage unique

Stérilisation : Oui

Garantie : 2 ans

Modèles : 31 G - 6 x 0,25 mm - Bleu ; 31 G - 8 x 0,25 mm - Orange ; 31 G - 4 x 0,25 mm - Vert ; 31 G - 5 x 0,25 mm - Rose ; 30 G - 8 x 0,30 mm - Jaune ; 30 G - 10 x 0,30 mm - Vert foncé ; 29 G - 12 x 0,33 mm - Violet

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser le suivi avant l'injection, les glucomètres et accessoires trouvent naturellement leur place dans la routine de contrôle. Selon les habitudes de prise en charge, les seringues à

insuline peuvent aussi être utiles, tandis que les collecteurs d'aiguilles permettent une élimination immédiate après usage.