

AIGUILLES HYPODERMIQUES STÉRILE - EUROFINE

Référence 09889

Prix du produit :

2,56 € taxe inclu



Description brève du produit :

Les **aiguilles stériles hypodermiques** d'EUROFINE sont parfaites pour des injections précises et sécurisées.

Leur conception ergonomique et leur fabrication de haute qualité garantissent une pénétration douce et indolore, minimisant ainsi l'inconfort pour le patient.

Description du produit :

Disponibles en 8 diamètres et tailles différentes, elles répondent aux besoins spécifiques des professionnels de la santé, qu'il s'agisse d'injections intramusculaires, sous-cutanées ou intraveineuses.

Disponible en 8 diamètres et tailles différentes :

- 26 G - 12 x 0,45 – Marron
- 25 G – 16 x 0.50 – Orange
- 23 G - 25 X 0,60 – Bleu
- 22 G - 30 x 0,70 – Noir
- 21 G - 40 x 0,80 - Vert
- 20 G - 25 x 0,90 – Jaune
- 19 G - 40 X 1,10 – Crème
- 18 G - 40 x 1,20 – Rose

Caractéristiques :

- Stérilisé à l'oxyde d'éthylène
- A usage unique
- Sans latex
- Classe II A
- LPPR : Non
- Boîte de 100 aiguilles