

# AIGUILLES HYPODERMIQUES EUROFINE STÉRILES USAGE UNIQUE EUROMEDIS - boîte de 100

Référence 09889

Prix du produit :

**2,61 € taxe inclu**



Description brève du produit :

Les **aiguilles hypodermiques Eurofine EUROMEDIS** sont conçues pour les actes d'injection courants en voies intramusculaire, sous-cutanée et intraveineuse. **Stériles**, sans latex et proposées en **boîte de 100**, elles répondent aux besoins des professionnels recherchant un dispositif à usage unique. Existe en plusieurs tailles.

Stérile • Classe IIa • Sans latex • Boîte de 100

Description du produit :

[Aiguilles hypodermiques Eurofine, adaptées aux injections courantes](#)

Ces aiguilles hypodermiques **Eurofine EUROMEDIS** sont destinées aux injections réalisées au quotidien. Stérilisées à l'oxyde d'éthylène, elles sont prévues pour un usage unique et proposées en boîte de 100.

La gamme comprend 8 tailles et diamètres afin de correspondre aux injections intramusculaires, sous-cutanées ou intraveineuses. Le repérage par code couleur permet d'identifier rapidement le calibre utile selon le protocole à suivre.

Leur conception sans latex répond aux exigences des environnements de soins. Idéal pour cabinets médicaux, infirmiers libéraux, centres de soins, hôpitaux, cliniques et EHPAD.

## Points forts

- **Stériles à l'oxyde d'éthylène** : les aiguilles sont prêtes à l'emploi pour une préparation simplifiée des actes d'injection.
- **Usage unique** : s'intègre aux protocoles d'hygiène et limite les manipulations après le soin.
- **8 tailles et diamètres** : facilite l'ajustement du format selon la voie d'administration et les habitudes de pratique.
- **Sans latex** : adapté aux structures souhaitant éviter cette matière dans leurs consommables.
- **Code couleur** : permet un repérage visuel rapide du diamètre sur plateau, chariot ou poste de préparation.
- **Boîte de 100 aiguilles** : conditionnement pratique pour l'activité régulière en cabinet, en service ou en tournée.

## Caractéristiques techniques

**Type de produit** : Aiguilles hypodermiques

**Marque** : EUROMEDIS

**Gamme** : Eurofine

**Utilisation** : Usage unique

**Stérilisation** : Oxyde d'éthylène

**Classe DM/EPI** : DM IIa

**Matériau** : Sans latex

**Conditionnement** : Boîte de 100 aiguilles

**Formats disponibles** : 26 G 12 x 0,45 marron ; 25 G 16 x 0,50 orange ; 23 G 25 x 0,60 bleu ; 22 G 30 x 0,70 noir ; 21 G 40 x 0,80 vert ; 20 G 25 x 0,90 jaune ; 19 G 40 x 1,10 crème ; 18 G 40 x 1,20 rose

**Utilisations possibles** : Injections intramusculaires, sous-cutanées et intraveineuses

**Modèles** : 26 G - 12 x 0,45 - Marron ; 25 G - 16 x 0,50 - Orange ; 23 G - 25 x 0,60 - Bleu ; 22 G - 30 x 0,70 - Noir ; 21 G - 40 x 0,80 - Vert ; 20 G - 25 x 0,90 - Jaune ; 19 G - 40 x 1,10 - Crème ; 18 G - 40 x 1,20 - Rose

**Garantie** : 2 ans

## Normes & sécurité

**Classe** : II A

**Fabricant** : EUROMEDIS

Lire attentivement la notice avant utilisation

## Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter la préparation du soin, les seringues permettent d'associer le volume adapté à l'injection. Après utilisation, les collecteurs d'aiguilles participent à l'élimination des déchets piquants. L'alcool médical peut aussi être utilisé lors de la préparation du geste.