

PANSEMENT AMERICAIN EUROVIT 10 X 10 CM

Référence 09744



Prix du produit :

4,07 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce **pansement** de la gamme Eurovit est un pansement fermé sur les 4 cotés de type "**pansement américain**".

Non stérile, il dispose, sur sa face interne, d'un voile de cellulose qui permet la diffusion du sang et des exsudats.

Description du produit :

Non **adhérent a la plaie**, il permet une cicatrisation optimale sans risque d'irritation ni de douleur lors du retrait.

Idéal pour les **plaies exsudatives** comme les plaies chirurgicales, les escarres et les ulcères, ce pansement est une solution efficace pour favoriser une cicatrisation sans douleur.

Caractéristiques :

- Non adhérent : Ne colle pas à la plaie, permettant ainsi un retrait facile sans douleur ni déchirure de la peau.
- Absorption : Coussin doux hautement absorbant, permettant de maintenir l'humidité nécessaire à la cicatrisation tout en évitant les risques d'infection.
- Flexible et respirant : S'ajuste facilement à la forme du corps, garantissant une protection optimale tout en permettant à la peau de respirer.
- Perméable a l'air : Dispose d'un voile en cellulose hydrophobe perméable a l'air.
- Facile à appliquer : Se colle facilement et reste en place, offrant une sécurité accrue tout au long de la journée.

- Pansement Non stérile
- Taille : 10 x 10 cm