

Système de dépistage Amniotest

Référence 09924

Prix du produit :

1,85 € taxe inclu



Description brève du produit :

L'Amniotest est un dispositif de dépistage qualitatif basé sur la mesure du pH, destiné à la détection de la rupture prématurée des membranes fœtales (RPM) chez la femme enceinte.

Description du produit :

Le test s'effectue à l'aide d'un **écouvillon stérile à usage unique**, dont l'extrémité est imprégnée de nitrazine, un colorant jaune sensible aux variations de pH.

Placé au contact des parois supérieures du vagin, l'écouvillon absorbe les sécrétions vaginales. Une réaction colorée se produit ensuite, permettant d'indiquer la présence éventuelle de liquide amniotique.

En conditions normales, le **pH vaginal est acide**. En revanche, un **pH ? 6,5** suggère fortement une fuite de liquide amniotique et donc une possible rupture des membranes.

L'Amniotest est exclusivement réservé à une utilisation par des **professionnels de santé qualifiés** (médecins, sages-femmes, infirmières).

Retrouvez également une large gamme de **matériel gynécologique** sur **drexco médical**, la marque de référence pour les praticiens, alliant **qualité et prix accessibles**.

- Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte le marquage CE.
- Dénomination : Amniotest
- Destination : Dépistage qualitatif de la RPM (voir ci-dessus)
- Fabricant : Byosinex
- Instructions : Lire attentivement la notice ou l'étiquetage avant utilisation
- Prudence : En cas de doute, consulter un professionnel de santé