

PACK DERMATOSCOPE DELTA ONE LUMIÈRE POLARISÉE HEINE - adaptateur universel offert

Référence 08011



Prix du produit :

1 079,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le pack dermatoscope **HEINE DELTAone + adaptateur universel offert** combine une visualisation cutanée de haute précision avec un **grossissement 10x** et un **champ de vision de 21 mm**. Compact et compatible avec la documentation sur smartphone, il répond aux besoins d'examen en cabinet comme en mobilité.

5 ans • CE • Grossissement 10x • Adaptateur smartphone universel offert

Description du produit :

[Pack HEINE DELTAone, dermatoscope compact pour examen et photo](#)

Ce dermatoscope réunit le **HEINE DELTAone** et un adaptateur universel pour smartphone offert dans un format facile à emporter. Il associe lumière polarisée, **grossissement 10x** et champ de vision de **21 mm** pour l'observation des lésions cutanées.

Sa lentille de **22 mm** avec système optique achromatique procure une image homogène et précise. L'appareil permet d'alterner rapidement entre observation avec contact et sans contact selon la pratique.

Idéal pour dermatologues, médecins généralistes, cabinets de dermatologie, centres de santé et praticiens en visite. L'adaptateur fourni simplifie la prise d'images sur smartphone lors du suivi ou

de la documentation numérique.

Points forts

- **Système optique achromatique** : restitue une image nette des structures cutanées et favorise une observation confortable au quotidien.
- **Observation polarisée / non polarisée** : le passage d'un mode à l'autre se fait simplement pour adapter l'examen à la zone observée.
- **Grossissement 10x** : apporte une lecture détaillée avec un champ de vision de **21 mm**, utile pour l'examen et le suivi.
- **Format de poche** : sa conception compacte facilite les déplacements entre cabinet, centre de soins et consultation externe.
- **Adaptateur smartphone universel offert** : permet la documentation numérique avec de nombreux smartphones compatibles.
- **Éclairage LED HQ** : offre un rendu lumineux performant avec **3 niveaux d'intensité lumineuse** selon les besoins d'observation.

Caractéristiques techniques

Marque : HEINE

Fabricant : Heine

Type de produit : Dermatoscope avec adaptateur smartphone universel

Fonction : Observation des lésions cutanées de la peau

Grossissement : 10x

Champ de vision : 21 mm

Diamètre de lentille : 22 mm

Éclairage : LED HQ haute performance

Intensité lumineuse : 3 niveaux

Mode d'observation : Lumière polarisée / non polarisée

Utilisation : Usage professionnel

Documentation numérique : Compatible avec smartphone via adaptateur universel

Compatibilité smartphone : Coque plastique dure et lisse, caméra arrière principale non saillante

Alimentation : Câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales

Couleur : Noir, Blanc

Conditionnement : Pack avec adaptateur universel offert

Garantie : 5 ans

Normes & sécurité

Marquage : CE

Fabricant : Heine

Lire attentivement la notice avant utilisation

Contenu emballage

Le pack comprend 1 dermatoscope HEINE DELTAone, 1 embout de contact avec graduation, 1 câble USB avec bloc d'alimentation enfichable homologué pour les applications médicales, 1 étui de rangement et 1 adaptateur universel pour smartphone offert.

Des produits complémentaires à découvrir

Pour compléter l'équipement du cabinet, les divans dermatologiques esthétiques améliorent l'installation du patient. Les marqueurs dermographe aident au repérage visuel, tandis que les lampes d'examen renforcent l'éclairage de la zone de travail.