

Lampe stylo porte abaisse langue color led Violet

Référence 07172



Prix du produit :

18,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Lampe porte abaisse-langue LED assurant un éclairage ciblé et précis, spécialement conçue pour faciliter l'examen de la cavité buccale et de l'oropharynx par les professionnels de santé.

Description du produit :

La lampe porte-abaisse-langue LED est destinée à l'examen de la bouche et de la gorge, aussi bien en cabinet médical qu'en milieu hospitalier. Dotée d'un éclairage LED blanc, elle garantit une excellente visibilité des zones à observer. Son support assure le maintien et le positionnement précis de l'abaisse-langue, pour un examen fiable et en toute sécurité. Elle est couramment utilisée en ORL, médecine générale et soins infirmiers.

Caractéristiques :

- Éclairage LED blanc pour une observation précise
- Température de couleur : 4 000 K
- Intensité lumineuse : 12 000 à 14 000 mcd
- Compatible avec abaisse-langue en plastique transparent
- Instrument de diagnostic réutilisable

- Utilisation réservée aux professionnels de santé