

# Lampe stylo porte abaisse langue color led Noire

Référence 07171



**Prix du produit :**

**18,99 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

La lampe porte-abaisse-langue LED noire allie design sobre et hautes performances, garantissant un examen fiable et précis de la cavité buccale en environnement médical.

**Description du produit :**

La lampe porte-abaisse-langue LED noire associe sobriété, efficacité et fiabilité pour les examens médicaux de la gorge et de la cavité buccale. Son design discret s'intègre naturellement aux équipements médicaux professionnels. L'éclairage LED blanc, homogène et précis, garantit une excellente visibilité pour un diagnostic sûr. Elle est couramment utilisée en ORL, médecine générale et soins infirmiers.

**Caractéristiques :**

- Éclairage LED blanc précis et homogène
- Température de couleur : 4 000 K
- Intensité lumineuse : 12 000 à 14 000 mcd
- Compatible avec abaisse-langue en plastique transparent
- Instrument de diagnostic réutilisable

- Usage exclusivement professionnel