

# Lecteur de carte vitale 4 en 1 F600

Référence 00098



Prix du produit :

**138,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le lecteur de carte vitale bi-fente 4 en 1 Plug & Play F600, est un appareil tout-en-un qui permet aux professionnels de santé de lire en un instant les cartes Vitale et CPS, ainsi que la carte Vitale électronique via QR Code ou NFC.

Ce lecteur est compatible avec **Android, Windows, macOS et Linux** et fonctionne sans installation de pilote, ce qui permet une mise en service immédiate.

Description du produit :

Compact et robuste, il est construit en **ABS et PCB** et est idéal pour les espaces cliniques à forte rotation.

Le F600 est alimenté via USB et livré avec un câble Type-C pour une connexion rapide et pratique.

Il combine la lecture de QR Codes, codes-barres 1D et 2D, NFC/RFID, et dispose d'une double fente, offrant ainsi une grande polyvalence pour tous types de supports.

## Fonctionnalités clés du lecteur de carte vitale

- **Lecture 4 en 1** : tous les QR Codes, codes-barres 1D/2D et cartes NFC/RFID peuvent être lus rapidement et de manière fiable.
- **Bi-fente** : permet de gérer simultanément plusieurs types de cartes ou supports.
- **Compatibilité multi-système** : fonctionne sur Android, Windows, macOS et Linux.
- **Sans besoin de drivers** : aucun pilote nécessaire, l'appareil est immédiatement

opérationnel.

- **Installation rapide** : plug & play via USB Type-C.
- **Polyvalent** : adapté aux médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens, cabinets multi-spécialités, centres de soins.
- **Mises à jour simplifiées** : support des évolutions Sesam-Vitale et des cartes professionnelles.
- **Design compact et robuste** : petites dimensions et poids léger.

## Caractéristiques techniques

- **Matériaux** : ABS + PCB
- **Interfaces** : USB Type-C
- **Compatibilité** : Windows, macOS, Linux, Android
- **Pilotes** : non requis
- **Tolérance de mouvement** : 3m/s
- **Alimentation** : Via USB
- **Dimensions** : L106,5 x W90 x H57 mm
- **Livré avec** : 1x Câble USB Type-C
- **Poids net** : 310 g
- **Modes de lecture** : QR Code, codes-barres 1D/2D, NFC/RFID
- **Garantie** : 2 ans

## Mentions légales et avertissements :

- **Certification** : Marquage CE
- **Instructions** : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage
- **Conforme** aux exigences d'e-prescription et de dématérialisation
- **Modèle** : F600
- **Dénomination** : Lecteur de carte Vitale 4 en 1 F600