

# Pack otoscope led fo + Lampe stylo abaisse langue - Violet

Référence 00109



**Prix du produit :**

**28,99 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Profitez de ce pack otoscope LED FO violet incluant une lampe stylo abaisse-langue violette offerte, pour disposer d'un équipement médical complet, pratique et économique au quotidien.

**Description du produit :**

## **Pack otoscope LED FO + lampe stylo abaisse-langue – Violet**

Apportez une touche de couleur à votre cabinet médical avec ce pack complet et fonctionnel, associant un otoscope LED FO performant et une lampe stylo abaisse-langue LED violette, idéale pour les examens ORL du quotidien.

L'otoscope LED FO est équipé d'un éclairage LED par fibres optiques, garantissant une lumière homogène, puissante et sans reflets pour des examens précis du conduit auditif. Sa loupe pivotante avec grossissement x3 assure une excellente visibilité.

Il dispose d'un raccord de soufflerie avec embout métallique, compatible avec les spéculums à usage unique pour adultes et enfants. Ergonomique et pratique, il est doté d'un clip de fixation avec interrupteur intégré et bénéficie d'une finition soignée.

Fonctionne avec 2 piles LR06 AA 1,5 V (non fournies).

Livré avec étui souple.

Garantie 3 ans – Marquage CE.

La lampe stylo porte-abaisse-langue LED violette complète parfaitement ce pack. Conçue pour les examens de la gorge et de la cavité buccale, elle offre un éclairage LED blanc précis et

homogène, garantissant une excellente visibilité lors du diagnostic. Son format compact et son design discret en font un instrument parfaitement adapté aux professionnels de santé.

Caractéristiques de la lampe abaisse-langue :

- Éclairage LED blanc
- Température de couleur : 4 000 K
- Intensité lumineuse : 12 000 à 14 000 mcd
- Compatible avec abaisse-langues plastiques transparents
- Instrument réutilisable
- Usage exclusivement professionnel