

Pack otoscope led fo + Lampe stylo abaisse langue - Noir

Référence 00110



Prix du produit :

28,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Optez pour ce pack otoscope LED FO noir comprenant une lampe stylo abaisse-langue noire offerte, pour un équipement médical complet, pratique et économique au quotidien.

Description du produit :

Pack otoscope LED FO + lampe stylo abaisse-langue – Noir

Ce pack complet et fonctionnel associe un otoscope LED FO noir performant à une lampe stylo porte-abaisse-langue LED noire, pour répondre efficacement aux besoins des examens ORL du quotidien.

L'otoscope LED FO est équipé d'un éclairage LED par fibres optiques, garantissant une lumière homogène, puissante et sans reflets, idéale pour des examens précis du conduit auditif. Sa loupe pivotante avec grossissement x3 assure une observation claire et détaillée.

Il dispose d'un raccord de soufflerie avec embout métallique, compatible avec les spéculums à usage unique pour adultes et enfants. Pratique et ergonomique, il est doté d'un clip de fixation avec interrupteur intégré et bénéficie d'une finition soignée.

Fonctionne avec 2 piles LR06 AA 1,5 V (non fournies).

Livré avec étui souple.

Garantie 3 ans – Marquage CE.

La lampe stylo porte-abaisse-langue LED noire complète idéalement ce pack. Conçue pour les examens de la gorge et de la cavité buccale, elle offre un éclairage LED blanc précis et

homogène, garantissant une excellente visibilité pour un diagnostic fiable. Son design sobre et discret s'intègre parfaitement aux équipements médicaux professionnels.

Caractéristiques de la lampe abaisse-langue :

- Éclairage LED blanc précis
- Température de couleur : 4 000 K
- Intensité lumineuse : 12 000 à 14 000 mcd
- Compatible avec abaisse-langues plastiques transparents
- Instrument de diagnostic réutilisable
- Usage exclusivement professionnel