

# Pack otoscope led fo + Lampe stylo abaisse langue - Jaune

Référence 00113



Prix du produit :

**28,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Optez pour ce pack otoscope LED FO jaune incluant une lampe stylo abaisse-langue jaune offerte, pour un équipement médical complet, pratique et économique au quotidien.

Description du produit :

## Pack otoscope LED FO + lampe stylo abaisse-langue – Jaune

Ce pack complet et fonctionnel associe un otoscope LED FO jaune à une lampe stylo porte-abaisse-langue LED jaune, offrant aux professionnels de santé un équipement fiable et pratique pour les examens ORL du quotidien.

L'otoscope LED FO est doté d'un éclairage LED par fibres optiques, assurant une lumière homogène, puissante et sans reflets, idéale pour des examens précis du conduit auditif. Sa loupe pivotante avec grossissement x3 garantit une observation claire et détaillée.

Il est équipé d'un raccord de soufflerie avec embout métallique, compatible avec les spéculums à usage unique pour adultes et enfants. Ergonomique, il dispose d'un clip de fixation avec interrupteur intégré et bénéficie d'une finition soignée.

Fonctionne avec 2 piles LR06 AA 1,5 V (non fournies).

Livré avec étui souple.

Garantie 3 ans – Marquage CE.

La lampe stylo porte-abaisse-langue LED jaune complète idéalement ce pack. Conçue pour les examens de la gorge et de la cavité buccale, elle offre un éclairage LED blanc précis et

homogène, assurant une excellente visibilité pour un diagnostic fiable. Son design discret s'intègre parfaitement aux équipements médicaux professionnels.

Caractéristiques de la lampe abaisse-langue :

- Éclairage LED blanc précis
- Température de couleur : 4 000 K
- Intensité lumineuse : 12 000 à 14 000 mcd
- Compatible avec abaisse-langues plastiques transparents
- Instrument de diagnostic réutilisable
- Usage exclusivement professionnel