

Pack otoscope led fo + Lampe stylo abaisse langue - Orange

Référence 00114



Prix du produit :

28,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Optez pour ce pack otoscope LED FO orange incluant une lampe stylo abaisse-langue orange offerte, pour un équipement médical complet, pratique et économique au quotidien.

Description du produit :

Pack otoscope LED FO + lampe stylo abaisse-langue – Orange

Ce pack complet et pratique associe un otoscope LED FO orange à une lampe stylo porte-abaisse-langue LED orange, offrant aux professionnels de santé un équipement fiable et harmonisé pour les examens ORL du quotidien.

L'otoscope LED FO est équipé d'un éclairage LED par fibres optiques, garantissant une lumière homogène, puissante et sans reflets, idéale pour des examens précis du conduit auditif. Sa loupe pivotante avec grossissement x3 permet une observation claire et détaillée.

Il dispose d'un raccord de soufflerie avec embout métallique, compatible avec les spéculums à usage unique pour adultes et enfants. Ergonomique, il est doté d'un clip de fixation avec interrupteur intégré et présente une finition soignée.

Fonctionne avec 2 piles LR06 AA 1,5 V (non fournies).

Livré avec étui souple.

Garantie 3 ans – Marquage CE.

La lampe stylo porte-abaisse-langue LED orange complète idéalement ce pack. Conçue pour les examens de la gorge et de la cavité buccale, elle offre un éclairage LED blanc précis et

homogène, assurant une visibilité optimale pour un diagnostic fiable. Son design discret s'intègre parfaitement aux équipements médicaux professionnels.

Caractéristiques de la lampe abaisse-langue :

- Éclairage LED blanc précis
- Température de couleur : 4 000 K
- Intensité lumineuse : 12 000 à 14 000 mcd
- Compatible avec abaisse-langues plastiques transparents
- Instrument de diagnostic réutilisable
- Usage exclusivement professionnel