

Divan d'examen fixe Gyn med Inox-MEDICLINIC

Référence 00136



Prix du produit :

299,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **divan d'examen fixe** (Mediclinic) est conçu pour les consultations quotidiennes, avec une **structure stable** et une **surface confortable** pour l'examen. Sa conception fixe facilite l'installation en cabinet, clinique ou centre de soins.

important Etrier + Eaux Compatible disponible

Livrée Démonquée

Description du produit :

Divan d'examen fixe – Mediclinic

Points clés

Stabilité au quotidien

La conception à hauteur fixe offre un appui constant pendant l'examen, utile quand les gestes doivent rester précis et réguliers.

Hygiène et entretien simple

La surface est prévue pour être **facile à nettoyer** avec des produits adaptés aux revêtements médicaux. Évitez les produits abrasifs.

Confort patient

Le rembourrage **haute densité (6 cm)** apporte un bon maintien sur la durée d'une consultation.

Organisation

Le **porte-rouleau intégré** aide à garder le poste de travail propre et organisé.

Adaptable à certains examens

Pour un usage en gynécologie, le divan peut être complété **en option** par **étaux et étrières**.

Tableau technique

Caractéristique	Donnée
Modèle	Gyn Med
Marque	Mediclinic
Hauteur	Fixe
Dimensions (L x l x h)	185 x 64 x 71 cm
Rembourrage	6 cm (haute densité)
Charge maximale admissible	150 kg
Équipement	Porte-rouleau intégré
Options	Étaux et étrières

Domaines d'application

Ce [divan](#) convient aux **consultations médicales générales** et aux actes nécessitant une **surface stable** : cabinet médical, clinique, centre de soins. Il s'intègre bien dans une salle de consultation où l'on enchaîne plusieurs patients, avec des protocoles d'hygiène réguliers.

Mentions d'utilisation & entretien

- **Usage recommandé** : réservé à un usage professionnel (cabinet, clinique, centre de soins).
- **Charge maximale** : ne pas dépasser **150 kg** pour conserver sécurité et durabilité.
- **Entretien** : nettoyer avec des produits compatibles avec l'inox et les revêtements médicaux, **sans abrasifs**.

Informations réglementaires

Lire attentivement la notice avant utilisation.