

# Étriers gynécologiques Inox pour Gyn Med - MEDICLINIC

Référence 00137



Prix du produit :

**79,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Pensés pour les **examens gynécologiques**, les **étriers pour divan** Gyn Med aident à positionner les jambes de façon **stable** et régulière pendant l'examen. Un accessoire simple, utile quand on veut travailler proprement, sans ajustements permanents.

compatible avec le [divan d'examen a hauteur fixe - MEDICLINIC](#)

**nécessitent étaux**

Description du produit :

Fabriqués en **acier inoxydable**, ils s'intègrent bien dans un environnement médical : surface adaptée au nettoyage, bonne résistance à l'usage, et finition conçue pour durer.

À noter : pour les installer sur le divan, il est **nécessaire de compléter avec les étaux compatibles**.

Points forts

Le maintien est ferme et constant, ce qui limite les repositionnements pendant la consultation et apporte plus de confort d'usage côté praticien.

L'inox est un choix pratique au quotidien : entre deux patientes, le nettoyage est rapide avec des produits adaptés, sans routine compliquée.

La compatibilité est prévue pour le **divan d'examen**, afin de rester sur un ensemble cohérent (divan + étaux + étrières).

### Description détaillée

Ces étrières sont livrés **par paire** pour équiper le divan et faciliter les examens gynécologiques. Leur conception vise un positionnement fiable, sans jeu excessif, et une tenue régulière.

En cabinet, on apprécie surtout la simplicité : une fois l'ensemble installé avec les étaux compatibles, l'accessoire reste en place et s'utilise au fil des consultations, sans perdre de temps à "bricoler" la position.

Pour préserver la durabilité, privilégiez un nettoyage avec des produits adaptés aux surfaces inoxydables et évitez les abrasifs.

### Tableau technique

Donnée	Valeur
Produit	Étrières pour divan
Quantité	Jeu de 2 étrières
Matériau	Acier inoxydable
Dimensions	48 x 34 x 1,5 cm
Diamètre de la tige	12 mm
Compatibilité	<a href="#">Divan d'examen</a>

### Domaines d'application

Accessoire destiné aux **examens gynécologiques** en cabinet, clinique ou centre de soins. Il complète un poste de consultation quand on souhaite standardiser l'installation et gagner en régularité d'un examen à l'autre.

### Normes & sécurité

- **Usage professionnel** uniquement et **avec équipements compatibles**.
- **Lire attentivement la notice avant utilisation**.

### Contenu de l'emballage

Livrés en **jeu de 2 étrières**. Les **étaux compatibles** nécessaires à l'installation ne sont pas inclus.

Équipez votre divan avec un accessoire pensé pour les examens gynécologiques.

Ces étrières inox offrent un positionnement stable et une hygiène simple au quotidien. C'est un choix pratique pour standardiser votre installation en consultation. Ajoutez le jeu de 2 étrières à votre panier sur [LD Medical](https://www.ldmedical.fr).