

Pied à sérum inox 4 crochets réglable – MEDICLINIC

Référence 00172



Prix du produit :

49,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce [support de perfusion](#) est équipé d'une **tête en acier inoxydable** disposant de **quatre crochets distincts**. L'ergonomie de travail est garantie par un **système de réglage** en hauteur télescopique, allant de **120 cm à 211 cm**.

Description du produit :

Description détaillée

Le pied à sérum est conçu pour être utilisé par les patients affaiblis ou âgés. Il est équipé d'une tête en acier inoxydable avec quatre crochets distincts pour suspendre les seringues ou les sacs de perfusion. Le système de réglage en hauteur télescopique permet d'ajuster la hauteur du support en fonction des besoins du patient.

Normes & sécurité

Le pied à sérum est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Il convient de l'utiliser conformément aux protocoles de bio-nettoyage standard.

Le pied à sérum est compatible avec les protocoles de bio-nettoyage standard.

Contenu de l'emballage

- 5 Régulateurs de débit en acier inoxydable.

Le pied à sérum est compatible avec les protocoles de bio-nettoyage standard.