

# Pèse-bébé électronique avec toise 2 en 1 - 20kg – Mediclinic

Référence 00179

Prix du produit :

**99,00 € taxe inclu**



Description brève du produit :

Le **pèse-bébé électronique Duo Scale Mediclinic**. Cet appareil combine deux instruments essentiels en un seul dispositif : une **balance de précision** et une **toise coulissante**. La précision est au cœur de ce pèse-bébé avec une graduation fine de 5 g

La **toise électronique** intégrée offre une plage de mesure allant de **35 à 70 cm** avec une précision de **±0,5 cm**.

Description du produit :

## Description détaillée

Le pèse-bébé électronique Duo Scale Mediclinic est un appareil combiné à deux fonctions : une balance de précision et une toise coulissante. Il est conçu pour mesurer le poids et la taille des enfants de 0 à 20 kg avec une précision de 5 g et une graduation fine de 0,5 cm. L'appareil est blanc et compact, facile à ranger et à transporter.

## Domaines d'application

Cet appareil est utilisé par les professionnels de santé (PMA) et les pédiatres, les médecins généralistes pour le suivi médical des enfants.

## Normes & sécurité

Ce produit est un **équipement de mesure professionnel** destiné au suivi médical.

Il est conçu pour respecter les standards d'hygiène et de sécurité électrique basse tension.

Il est conforme aux normes CE et aux directives européennes. Il est certifié par le CEI et le CEM.

## Contenu de l'emballage

- 1 Pèse-bébé électronique Duo Scale avec toise intégrée.

Le pèse-bébé Duo Scale Mediclinic est un appareil combiné à deux fonctions : une balance de précision et une toise coulissante. Il est conçu pour mesurer le poids et la taille des enfants de 0 à 20 kg avec une précision de 5 g et une graduation fine de 0,5 cm. L'appareil est blanc et compact, facile à ranger et à transporter.