

Table de massage pliante Alpha Alu aluminium Noir – MEDICLINIC

Référence 00182



Prix du produit :

129,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **table de massage pliante Alpha Alu Mediclinic**, La structure intégralement conçue en aluminium offre à ce modèle un **rapport poids/résistance exceptionnel**. Elle supporte une charge **dynamique de 205 kg**, permettant au praticien d'exercer des pressions fortes et des mobilisations actives en toute sécurité, et en **static jusqu'à 500 kg**

Livrée montée

Description du produit :

Description détaillée

La table de massage pliante Alpha Alu Mediclinic est conçue pour offrir un confort optimal au patient et une ergonomie optimale au praticien. Elle est équipée d'un système de réglage à l'échelle du patient, permettant d'ajuster la hauteur, l'inclinaison et la largeur de la table. La table est également dotée d'un système de rangement intégré pour les accessoires de massage.

Domaines d'application

La table de massage pliante Alpha Alu Mediclinic est adaptée pour tous les types de massages, y compris le massage profond, le massage sportif et le massage relaxant.

Normes & sécurité

Ce produit est un **meuble professionnel** destiné aux soins corporels.

Jusqu'à 500 kg de respecter la **charge dynamique maximale indiquée (205 kg)** et en **static** dispositif médical, répond aux exigences de sécurité du mobilier professionnel.

Spécifications techniques : Matériau : Aluminium anodisé. Couleur : Noir. Dimensions : 190 x 75 x 75 cm. Poids : 12,5 kg.

Contenu de l'emballage

- 2 Repose-tête réglable Alpha Alu.

LD Médical est le spécialiste du matériel médical depuis 1920. Nous proposons une large gamme de produits de qualité, adaptés à vos besoins professionnels. Contactez-nous pour plus d'informations.

