

# Draps d'examen plastifiés 50X38 cm de 12 microns 23 g/m<sup>2</sup> - Blanc - 6 rouleaux de 180 formats

Référence 00817



Prix du produit :

**50,94 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Grâce à leur face plastifiée étanche ces **draps micro-gauffés** vous offre une vraie barrière efficace contre tous les type de liquides biologiques et préviennent des nombreuses contaminations croisées

la **surface micro-gaufrée** assure une meilleure adhérence sur les tables et procue une sensation plus agréable au contact de la peau

**prédécoupe tous les 38cm**, ils permettent une manipulation rapide et réduisent le gaspillage lors des consultations successives.

**vendu par colis de 6 rouleaux**

Description du produit :

Les **draps d'examen bicouches en 50x38 cm micro gaufrée** associent une face en ouate absorbante de **23 g/m<sup>2</sup>** ainsi qu'une **face plastifiée** imperméable de **12 microns**.

Leur **texture micro-gaufrée** contribue à grandement améliorer le confort du patient et garantit une meilleure adhérence sur la [table d'examen](#).

Matière : ouate de cellulose 23 g/m<sup>2</sup> + film plastifié imperméable 12 microns

Dimensions : 50 cm × 38 cm (prédécoupe)

Texture : micro-gaufrée pour confort et stabilité

Conditionnement : **colis de 6 rouleaux**

Quantité : 180 formats par rouleau (1080 formats par colis)

Couleur : blanc médical standard

Normes : certification CE, emballage individuel par rouleau