

TROUSSE LARYNGOSCOPE D'URGENCE AVEC LAMES - HEINE XP

Référence 00007



Prix du produit :

239,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La trousse de **laryngoscopie Heine XP** constitue la référence pour les interventions d'urgence pré-hospitalières et les services de réanimation.

La morphologie des lames a été spécifiquement étudiée pour faciliter le passage en bouche et l'exposition laryngée,

Vendu à l'unité

Description du produit :

Cette mallette complète assure une sécurité sanitaire absolue lors des interventions critiques grâce aux **lames XP** à usage unique. Ce système élimine radicalement les risques de contaminations croisées et dispense des cycles de stérilisation complexes en contexte d'urgence.

La **poignée SP 2.5V** intègre la **technologie XHL Xénon Halogène** pour délivrer une lumière blanche et intense. Cette qualité d'éclairage par fibre optique permet une visualisation parfaite de la glotte et des cordes vocales pour une intubation sécurisée.

Tableau technique

- Fabricant Heine Modèle XP (Xénon Profi)
- Type d'éclairage XHL Xénon Halogène 2.5V
- Transmission lumineuse Fibre optique (Poignée SP)

- Lames incluses Miller (0, 1) et Macintosh (2, 3, 4)
- Type de lames Usage unique (plastique haute résistance)
- Alimentation 2 piles alcalines (fournies)
- Conditionnement Mallette rigide de transport

Normes & sécurité

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte le marquage CE, conformément à la réglementation de santé publique en vigueur.

Il est destiné exclusivement à une utilisation par des professionnels de santé formés aux techniques d'intubation.

“Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte le marquage CE. Lire attentivement la notice ou le mode d'emploi avant utilisation.”

Contenu de l'emballage

- 1 poignée de laryngoscope Heine SP 2.5V.
- 5 lames à usage unique XP (Miller 0, 1 / Mac 2, 3, 4).
- 2 piles alcalines.
- 1 mallette de transport rigide.

Pour compléter votre équipement, découvrez aussi notre sélection de [Laryngoscope](#)