

Trousse de laryngoscopie HEINE Classic F.O. avec éclairage LED et 4 lames

Référence 00004



Prix du produit :

899,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

La **trousse de laryngoscopie HEINE**, Investissez dans la fiabilité absolue avec la trousse HEINE Classic + 4 lames, la référence mondiale en **laryngoscopie réutilisable**

Description du produit :

Caractéristique

- Fabricant : HEINE
- Technologie optique : Fibre optique HiLite (6500 micro-fibres)
- Éclairage : LED (sans ampoule de rechange)
- Diamètre faisceau fibres: 4,3 mm
- Stérilisation: Autoclavable (134 °C / 18 min)
- Compatibilité : Norme verte ISO 7376
- Tailles des lames : Paed 1 / Mac 2, 3, 4
- Garantie fibres : 5 ans (sous conditions d'entretien)

Normes & sécurité

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte le **marquage CE** au titre de la législation européenne. Il est conforme à la norme ISO 7376 relative aux raccords des laryngoscopes. L'entretien et la stérilisation doivent impérativement suivre les préconisations du fabricant pour maintenir les performances optiques.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte le marquage CE. Lire attentivement la notice ou le mode d'emploi avant utilisation.

Contenu de l'emballage

- 1 lame Paed 1 (95 mm).
- 3 lames Macintosh (Mac 2, 3 et 4).
- 1 poignée (selon référence choisie : piles ou rechargeable).
- 1 étui de transport à fermeture éclair.
- 1 chargeur de table NT4 (uniquement pour la version rechargeable).

Commandez dès maintenant le kit complet pour doter votre service d'un matériel de précision,
Pour compléter votre équipement, découvrez aussi notre sélection de

[Laryngoscope](#)