

MEPILEX BORDER FLEX – PANSEMENT HYDROCELLULAIRE SOUPLE 10 × 10 CM

Référence 00344



Prix du produit :

11,25 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Mepilex Border Flex 10 × 10 cm** est un pansement hydrocellulaire **souple et stérile**, conditionné en boîte de **5 unités**. Il est spécifiquement indiqué pour la **prise en charge des plaies exsudatives aiguës et chroniques**.

Description du produit :

Sa **technologie Flex exclusive** offre une conformabilité optimale, y compris sur les zones anatomiques difficiles à couvrir, garantissant **confort, maintien durable et gestion efficace de l'exsudat**.

Caractéristiques

- Pansement hydrocellulaire **souple et stérile**
- Technologie **Safetac®** assurant un retrait atraumatique et indolore
- Dimensions : **10 × 10 cm**, forme carrée
- Technologie **Flex** exclusive permettant un étirement à **360°**, grâce aux découpes en Y brevetées des couches de rétention et de diffusion
- Adaptation optimale aux lignes du corps et aux zones difficiles à panser

- Application en **trois parties** facilitant un positionnement précis
- Suivi visuel aisé de la progression de l'exsudat
- Tenue prolongée pouvant aller jusqu'à **7 jours**, selon l'état de la plaie
- Indiqué pour les **ulcères du pied diabétique**, les **ulcères veineux de la jambe**, les **escarres**, les **déchirures cutanées** et les **plaies traumatiques**
- Confortable et conforme à l'anatomie du patient

Informations produit

- Conditionnement : boîte de **5 pansements**

Mentions légales

- **Usage recommandé** : traitement des plaies exsudatives aiguës et chroniques
- **Conditions d'utilisation** : utiliser conformément aux protocoles de soins en vigueur et à la notice du fabricant
- **Classe** : dispositif médical de classe IIb
- **Marquage** : CE
- **Marque** : Mölnlycke

Précautions d'emploi

- Dispositif médical stérile à usage unique
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Ne pas utiliser après la date de péremption
- En cas de signes d'infection, consulter un professionnel de santé