

# Pansement hydrocellulaire Mepilex Border 10x10 cm – Boîte de 5 pansements

Référence 00343



Prix du produit :

**11,90 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Le **Mepilex Border** est un pansement mousse absorbant, indiqué pour la **prise en charge d'un large éventail de plaies exsudatives aiguës et chroniques**.

Conditionné en boîte de **5 unités**, il permet un **retrait atraumatique et indolore**, tout en **préservant la peau péri-lésionnelle**.

Description du produit :

Le **Mepilex Border** est un pansement mousse absorbant, **souple et confortable**, conçu pour la prise en charge des **plaies exsudatives aiguës et chroniques**, même dans les zones difficiles à panser. Il peut être **découpé** pour un ajustement optimal, assurant ainsi un **maintien précis** et un **confort maximal** pour le patient.

Caractéristiques techniques

- Réduction significative de la douleur lors des changements de pansement
- Gestion efficace de l'exsudat, limitant le risque de macération
- Protection de la plaie et de la peau péri-lésionnelle grâce à l'adhésif **Safetac®**
- Pansement souple, doux et **conformable**
- Découpable pour s'adapter aux zones anatomiques complexes

- Favorise un **environnement humide propice à la cicatrisation**
- Dimensions : **10 x 10 cm**
- Conditionnement : boîte de **5 pansements**

### **Conseils d'utilisation**

- Nettoyer la plaie selon le protocole de soins en vigueur
- Sécher soigneusement la peau péri-lésionnelle
- Appliquer le pansement en recouvrant la plaie et en dépassant d'au moins 1 à 2 cm sur la peau saine
- Fixer si nécessaire à l'aide d'un dispositif de maintien secondaire

### **Mentions légales**

- Dispositif médical stérile à **usage unique** – ne pas réutiliser
- Ne pas utiliser en cas de sensibilité connue à l'un des composants
- Lire attentivement la notice avant utilisation
- **Marquage CE**